
Baños de bolas DryTemp

Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150
Precisión (°C)	± 0,2
Uniformidad (°C)	± 0,2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador (min)	1 a 999
Dimensiones (anx fx al) (mm)	81 x 221 x 262
Condiciones de uso	4 a +65 °C
Ref.	**582010**
€	**NC -**



Bloques

Modelo	Bloque simple	Bloque doble
Capacidad (l)	0,25	0,50
Dimensiones (mm)	95 x 76 x 76	95 x 152 x 76
Peso (kg)	0,95	1,9
Negro	**582011**	**582016**
Azul	**582012**	**582017**
Dorado	**582013**	**582018**
Rojo	**582014**	**582019**
Plata	**582015**	**582020**
€	**NC -**	**NC -**



Baños de bolas con calefacción y / refrigeración

Baños de bolas LabArmor con calefacción y / refrigeración

- Limita el riesgo de contaminación cruzada
- Sin evaporación, uso continuo 24/7
- Se entrega con tapa
- 2 años de garantía

Baños de bolas LabArmor con efecto Peltier :

- Tecnología Peltier para un calentamiento y enfriamiento más rápido
- Cubierta con ventana de visualización
- Se suministra con cestas de aluminio de 7l

Visiten nuestras WEB





Modelo	M706	M714	M720	Peltier 7l	Peltier 14l
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	6	14	20	7,4	14,8
Capacidad en bolas (l)	5	12	15	5	10
Dimensiones int. (An x p x Al)(mm)	305 x 155 x 152	305 x 307 x 152	305 x 434 x 152	318 x 154 x 152	(2x) 318 x 154 x 152
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80			+2 °C a +70	
Uniformidad a 4°C, (°C)	-	-	-	± 0,4	± 0,5
Uniformidad a 37°C, (°C)	± 0,5				
Uniformidad a 65°C, (°C)	± 1			± 1,5	± 1,3
Modo de uso	Continuo				
Dimensiones ext. (an x pr x al) (mm)	404 x 312 x 216	404 x 470 x 216	404 x 593 x 216	408 x 562 x 308	772 x 615 x 310
Peso (kg)	13,6	29	38,5	21,2	36,7
Ref. baño + bolas	**582004**	**582006**	**582008**	**582031**	**582033**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. baño solo	**582005**	**582007**	**582009**	**582030**	**582032**
€ bloque	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bolas

Ref.	Vol. botella de bolas (l)	€
582000	0,75	**NC -**
582001	2	**NC -**
582002	4	**NC -**
582003	8	**NC -**

Cestas de baño LabArmor Peltier

Ref.	Descripción	€
582034	Cesta alu. 3l *	**NC -**
582035	Cesta alu. 7 l	**NC -**
582036	Cesta de cobre 3l *	**NC -**
582037	Cesta de cobre 7l	**NC -**

* Dos cestas de 3l por ubicación.

Combinación baño maría / baño de bolas

Baños maría de agua o de bolas Beadbath Duo

Modelo	BeadBath Duo 2l	BeadBath Duo 10l
Interfaz	Digital	
Volumen (l)	2	10
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	140 x 152 x 102	241 x 300 x 155
Rango de temperatura modo agua (°C)	Ambiente +5 a +80	
Rango de temperatura modo bolas (°C)	Ambiente +5 a +70	
Homogeneidad modo agua (°C)	± 0,2	
Homogeneidad modo bolas (°C)	± 0,9	
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	165 x 203 x 152	274 x 406 x 305
Peso (kg)	2	6,8
Ref.	**162526**	**162527**
€	**NC -**	**NC -**



- Elección del modo de funcionamiento (agua o bolas) con una simple pulsación del botón

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB