Baño María SLS LabPro

- Alarma de sobrecalentamiento
- Revestimiento antimicrobiano
- Grifo de vaciado, a partir del baño 10l
- Incluye tapa (recomendada para temperaturas superiores a 60°C)



Interfaz	Digital				
Volumen (l)	2	4	14	22	28
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 150 x 65	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99				
Precisión de temperatura (°C)	0,1				
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,1				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,2				
Modo de uso	Continuo				
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	332 x 185 x 135	332 x 185 x 290	36 x 332 x 290	538 x 332 x 290	
Peso (kg)	5,5	5,5	8	11	11
Ref. baños maría	**257096**	**257097**	**257098**	**257099**	**257100**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. tapa transparente	**-**	**257104**	**257105**	**257106**	**-**
€	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**

Baño maría Serie N3

- Tapa no incluida, consultar referencias de accesorios en nuestras WEB




Modelo	N3-4	N3-8	N3-12
Interfaz	Digital		
Volumen (l)	4	8	12
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	238 x 135 x 146	325 x 265 x 150	325 x 265 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +10 a +99,9		
Precisión de temperatura (°C)	0,1		
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,2		
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,5 (<80°C) / ± 0,8 (>80°C)		
Potencia de calefacción (kW)	0,5	0,6	0,8
Modo de uso	Continuo		
Dim ext (an x p x al) (mm)	238 x 200 x 250	445 x 285 x 316	
Peso (kg)	8,5	10,5	
Ref.	**865026**	**865096**	**865097**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Baño de serología

Baño de serología

- Se suministra solo, para completar con una tapa, una gradilla o un termómetro
- 2 años de garantía



Modelo	BMP30	BMP60
Interfaz	Analógico	
Volumen (l)	3	6
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	280 x 110 x 80	290 x 110 x 190
Capacidad gradillas	1	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +7 a +60°C Preajustes de fábrica : +37 y +57°C	
Potencia calorífica (kW)	0,25	
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	360 x 120 x 130	370 x 150 x 210
Peso (kg)	1,5	2
Ref.	**069663**	**069665**
€	**NC -**	**NC -**
Ref. tapa	**069664**	**069666**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
069667	Gradilla para 30 tubos Ø 12-14 mm	**NC -**
069698	Gradilla para 30 tubos Ø 20 mm	**NC -**
069668	Termómetro de alcohol curvado hasta +70°C	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB