Baños de agitación LSB & OLS Aqua Pro Grant



Según el modelo

Visiten nuestras WEB

- Incluye tapa de policarbonato y plataforma universal con muelles

Baño de agitación OLS26 :

- Fácil transición entre agitación orbital y vaivén

Modelo	LSB12	LSB18	OLS 26
Interfaz	Digital		
Volumen (l)	12	18	26
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	235 x 240 x 93	235 x 420 x 93	235 x 380 x 134
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99 °C		
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,1		
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,1		
Potencia calorífica (kW)	0,8	1,4	
Tipo de Agitación	Vaivén		Orbital o vaivén
Velocidad (rpm)	20 - 200		
Amplitud vaivén (mm)	20		18, 28 ó 36
Amplitud orbital (mm)	-	-	9
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1 a 999 min		
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	335 x 360 x 275	335 x 565 x 275	335 x 565 x 325
Peso (kg)	9,2	11,2	13,8
Ref.	**144784**	**144785**	**144783**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Accesorios			
Plataforma universal para abrazaderas	**144792**	**144793**	**144794**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plataforma para rack	**144789**	**144790**	**144791**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Abrazaderas para Erlenmeyers y microplacas

Ref.	Descripción	Capacidad con tapa LSB12	Capacidad con tapa LSB18	Capacidad con tapa OLS 26	€
144805	Abrazadera para Erlenmeyer 25 ml	18	33	28	**NC -**
144806	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	14	26	24	**NC -**
144807	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	9	17	15	**NC -**
144808	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	5	14	8	**NC -**
144809	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	4	6	6	**NC -**
144810	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	2	4	3	**NC -**
144811	Abrazadera para microplaca o deepwells	2	4	4	**NC -**

Gradillas para tubos

Ref.	Descripción	Capacidad con tapa LSB12	Capacidad con tapa LSB18	Capacidad con tapa OLS 26	€
144803	Gradilla para 119 microtubos de 0,5 ml	3	5	5	**NC -**
144804	Gradilla para 48 microtubos de 1,5 ml	3	5	5	**NC -**
144797	Gradilla para 48 tubos Ø 10 mm	3	5	5	**NC -**
144798	Gradilla para 44 tubos Ø 13 mm	3	5	5	**NC -**
144799	Gradilla para 24 tubos Ø 16 mm	3	5	5	**NC -**
144800	Gradilla para 21 tubos Ø 19 mm	3	5	5	**NC -**
144801	Gradilla para 12 tubos Ø 25 mm	3	5	5	**NC -**
144802	Gradilla para 10 tubos Ø 30 mm	3	5	5	**NC -**

Baño de agitación Nuve ST30



- Cubeta de acero inoxidable
- Suministrado sin soporte, para completar con racks para tubos o bandejas para Erlenmeyer

Interfaz	Digital
Volumen (l)	30
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 505 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99,9 °C
Precisión de temperatura (°C)	0,1
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,1
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,3
Potencia calorífica (kW)	0,75
Tipo de Agitación	Orbital
Velocidad (rpm)	20 - 250
Amplitud (mm)	
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1 minuto a 99,9 horas
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	335 x 630 x 405
Peso (kg)	19
Ref.	**001602**
€	**NC -**

Gradillas para tubos y bandejas para Erlenmeyers

Ref.	Descripción	€
001605	Gradilla para 52 tubos Ø 13 mm l. 70 mm	**NC -**
001606	Gradilla para 30 tubos Ø 16 mm l. 70 mm	**NC -**
001607	Gradilla para 27 tubos Ø 18 mm l. 70 mm	**NC -**
001608	Gradilla para 12 tubos Ø 30 mm l. 70 mm	**NC -**
001611	Bandeja para 6 Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
001609	Bandeja para 12 Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
001610	Bandeja para 6 Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
001612	Bandeja para 4 Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
001613	Bandeja para 2 Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
001603	Tapa de acero inox.	**NC -**
001604	Tapa plexiglás	**NC -**