Desinfectante para baño maría Aqua-Stabil



- Bactericida, alguicida
- Coloración: azul
- Dosificación: 2 ml por litro de baño
- Estabilidad : 80 °C
- Duración de la eficacia : 3 meses (o cuando el color se desvanece)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
067752	Desinfectante Aqua-Stabil frasco 100 ml	12	NC -
067752A	Desinfectante Aqua-Stabil frasco 100 ml	1	NC -

Desinfectante para baño maría Aquanet



- Bactericida
- Compuestos: Cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de benzalconio
- Coloración : azul
- Dosificación: 33 ml por litro de baño
- Estabilidad : 135 °C
- Duración de la eficacia : 2 meses

Ref.	Descripción	€
063103	Desinfectante Aquanet frasco 100 ml	NC -
063104	Desinfectante Aquanet frasco 1 l	NC -

Desinfectante para baño maría Aquabator-Clean



- Bactericida
- Dosificación: 10 ml por litro de baño
- Estabilidad : 100 °C
- Duración de la eficacia : de 1 a 2 semanas
- Cambiar el agua cada 4 ó 6 semanas
- Biodegradable

Ref.	Descripción	€
670935	Desinfectante Aquabator-Clean frasco 250 ml	NC -

Desinfectante para baño maría Rea-Stabil



- Bactericida
- Compuestos: Biguamida tensioactivos y colorantes
- Coloración : Azul
- Dosificación: 1 ml por litro de baño
- Estabilidad : 70 °C
- Duración de la eficacia : 2 a 3 meses
- Biodegradable, no tóxico

Ref.	Descripción	€
074022	Desinfectante Rea-Stabil frasco 200 ml	NC -

Accesorios para baños

- Mantiene los recipientes semi sumergidos en los baños
- Revestimiento de vinilo









Alambres de lastrado

- Flexibles para ser compatibles con cualquier contenedor

Ref.	Peso (g)	Ø (mm)	€
085866	114	6,4	NC -
085867	176	8	NC -

Soportes de lastrado

- Abrazadera de 4 pinzas para un agarre seguro

Ref.	Compatibilidad	Peso (g)	Ø (mm)	€
085872	Vasos 100 ml	65	60	NC -
085873	Vasos 250 ml	237	80	NC -

Anillo de lastrado para matraces

- Anillos cerrados rojos o abiertos azules

Compatibilidad	Peso (g)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ref.	€	Ref.	€
Probetas 5 - 10 ml	165	51	19	085860	NC -	-	-
Matraces 125 - 500 ml	237	76	43	085861	NC -	037626	NC -
Matraces 250 - 1000 ml	454	89	51	085862	NC -	037627	NC -
Matraces 500 - 2000 ml	681	102	56	085863	NC -	037628	NC -
Matraces 1000 - 4000 ml	908	114	71	085864	NC -	037629	NC -

Soportes de almacenamiento para anillos de lastrado

Ref.	Compatibilidad	Al (mm)	€
085865	Todos los anillos	220	NC -