## Bolas aislantes para baño maría

- De polipropileno
- Forma una capa uniforme en la superficie de los baños
- Limita la evaporación del líquido
- Mejora la homogeneidad
- Adecuado hasta 100 °C

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 144342 | Bolas aislantes Ø 20 mm | 300 | NC - |
| 067886 | Bolas aislantes Ø 20 mm | 1000 | NC - |







# ¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

## ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER




### ¿CÓMO?

Inicie sesión en su espacio de cliente y ponga la referencia en el buscador.

### ACCEDE A

La descripción y disponibilidad del artículo en tiempo real, documentos técnicos, y la página del catálogo en pdf.

### DISFRUTE

De información actualizada de precios, campañas promocionales en curso, así como el sistema de mensajería para contactar con nuestros equipos.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB