Líquidos térmicos Julabo Thermal

Julabo



- Permiten trabajar a temperaturas muy altas o muy bajas
- Buena conductividad térmica
- Olores mínimos

RIESGOS :

Astucia

Los líquidos a base de silicona no son adecuados para los tubos de silicona y pueden disolverlos. Utilícelos únicamente con los tubos de Viton o PTFE.

Ref.	Descripción	Temperatura de trabajo	Base composición	Volumen (l)	€
067902	Thermal G	-30 a +80 °C	Agua-glicol	5	**NC -**
067901				10	**NC -**
068001	Thermal M	70 a +170 °C	Etoxilato de alcohol	5	**NC -**
067874				10	**NC -**
067928	Thermal HY	-80 a +55 °C	Silicona	5	**NC -**
068188				10	**NC -**
067904	Thermal H5	-50 a +105 °C	Silicona	5	**NC -**
067903				10	**NC -**
067913	Thermal H10	-40 a +180 °C	Silicona	5	**NC -**
068191				10	**NC -**
067918	Thermal H20S	0 a +220 °C	Silicona	5	**NC -**
068189				10	**NC -**
068008	Thermal HS	50 a +250 °C	Silicona	5	**NC -**
068122				10	**NC -**

Cubetas para termostatos

Cubetas para baños termostáticos Julabo

Julabo

068081



068084



Cubetas de policarbonato

- Puede utilizarse hasta a 100°C

Ref.	Vol. (l)	Válvula de drenaje	Dim. int. (An x p x Al)(mm)	Dim. Ext. (An x p x Al)(mm)	Peso (kg)	€
068078	5	No	150 x 150 x 150	230 x 380 x 160	-	**NC -**
068079	9	No	230 x 150 x 150	320 x 380 x 160	-	**NC -**
068080	19	No	300 x 350 x 150	380 x 580 x 160	-	**NC -**
068081	27	No	300 x 350 x 200	380 x 580 x 210	-	**NC -**

Cubetas de acero inox.

- Puede utilizarse hasta a 150°C

Ref.	Vol. (l)	Válvula de drenaje	Dim. int. (An x p x Al)(mm)	Dim. Ext. (An x p x Al)(mm)	Peso (kg)	€
068082	5	No	150 x 150 x 150	230 x 380 x 190	-	**NC -**
068083	13	Sí	300 x 180 x 150	380 x 400 x 200	-	**NC -**
068084	17	Sí	300 x 180 x 200	380 x 400 x 250	-	**NC -**
068085	19	Sí	300 x 350 x 150	380 x 580 x 200	-	**NC -**
068086	27	Sí	300 x 350 x 200	380 x 580 x 250	-	**NC -**
068087	33	Sí	660 x 320 x 150	910 x 360 x 210	-	**NC -**
068088	39	Sí	330 x 300 x 300	540 x 340 x 350	-	**NC -**

Cubetas de metacrilato transparente



- Soportan temperaturas de hasta 60°C
- Para uso con termostatos con fijación por abrazadera o clips

Ref.	Capacidad (l)	al x an x p (cm)	Grosor de pared (mm)	€
068577	8	15 x 18 x 31	6	**NC -**
068578	9,5	14,5 x 16,5 x 39	6	**NC -**
068579	13	15 x 23 x 40	8	**NC -**
068580	30	20 x 30 x 50	8	**NC -**

Cubetas de acero inox.



Cubetas metálicas para termostatos. Doble cámara. Exterior de acero inoxidable AISI 304 e interior en AISI 310.

Ref.	Vol. (l)	Asas + grifo	al x an x p int. (cm)	al x an x p ext. (cm)	Peso (kg)	€
068524	9	No	15 x 29 x 22	20 x 34 x 28	3,5	**NC -**
068525	12	No	15 x 30 x 31	20 x 37 x 35	4,3	**NC -**
068526	20	Sí	15 x 48 x 30	20 x 55 x 35	6,6	**NC -**
068527	27	Sí	20 x 48 x 30	25 x 55 x 35	7,6	**NC -**
068528	45	Sí	15 x 62 x 50	23 x 70 x 56	11	**NC -**