Baños de ultrasonidos Elmasonic Select

- 5 modos de ultrasonidos para mejores resultados:
  - Degas : desgasificación rápida y sencilla del líquido de limpieza o de las muestra
  - Eco : funcionamiento más silencioso y menor desgaste de las piezas
  - Sweep : distribución uniforme de los ultrasonidos
  - Pulse : aumento puntual de la potencia contra la suciedad persistente
  - Dynamic : alternancia de las funciones sweep y pulse para aumentar el rendimiento
- Se entrega con tapa
- Garantía: 2 años



Modelo	Select 30	Select 40	Select 60	Select 80	Select 100
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	1,6	2,9	4,3	6,8	6,8
Dim. int. An x Pr x Al (cm)	95 x 120 x 220	215 x 115 x 145	275 x 125 x 145	475 x 110 x 145	280 x 220 x 145
Dimensiones bandeja An x p x Al (mm)	195 x 105 x 50	190 x 105 x 75	255 x 115 x 75	455 x 106 x 75	255 x 200 x 70
Rango de temperatura (°C)	+40 a +80				
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	37				
Potencia ultrasónica (W)	120		150		
Modo de uso	Continuo, temporizador, degas, Eco, Sweep, Dynamic				
Temporizador	De 1 minuto a 6 horas				
Dim. ext. An x Pr x Al (cm)	305 x 170 x 230	305 x 170 x 280	370 x 210 x 275	570 x 195 x 280	380 x 300 x 280
Peso (kg)	3,6	3,8	5,2	6,9	6,2
Indice de protección	IP20				
Ref. baño	**497715**	**497713**	**497716**	**497714**	**497717**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. tapa	**950217**	**950217**	**670075**	**950219**	**670134**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modelo	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Interfaz	Digital					
Volumen (l)	10	8,7	14,2	22,0	40,3	63,7
Dim. int. An x Pr x Al (cm)	300 x 215 x 195	485 x 280 x 95	300 x 370 x 195	475 x 270 x 195	500 x 330 x 290	600 x 500 x 285
Dimensiones bandeja An x p x Al (mm)	250 x 190 x 110	455 x 250 x 45	280 x 250 x 115	455 x 250 x 110	460 x 300 x 195	545 x 460 x 190
Rango de temperatura (°C)	+40 a +80					
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	37					
Potencia ultrasónica (W)	200	300	200	300	540	960
Modo de uso	Continuo, temporizador, degas, Eco, Sweep, Dynamic					
Temporizador	De 1 minuto a 6 horas					
Dim. ext. An x Pr x Al (cm)	380 x 300 x 330	575 x 360 x 230	405 x 360 x 330	575 x 360 x 330	775 x 425 x 505	875 x 595 x 60
Peso (kg)	7,7	8,8	10,2	12,2	30,4	43,4
Indice de protección	IP20					
Ref. baño	**497718**	**497719**	**497720**	**497721**	**497722**	**497723**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. con tapa de protección sónica	**-**	**-**	**-**	**-**	**497724**	**497725**
€	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**
Réf. cesta	**-**	**-**	**-**	**-**	**497734**	**497733**
€	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**
Ref. tapa	**670134**	**950222**	**950221**	**950222**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**

Cámara anti ruido

- Atenuación del ruido de los baños de ultrasonidos en una media del 75% (aprox. -20 dBa)
- Extracción de vapores para evitar la acumulación de calor y humedad

Ref.	Descripción	€
497784	Cámara anti ruido, tamaño L para Elmasonic 100/120	**NC -**
799422	Cámara anti ruido, tamaño M para Elmasonic 10/15/20/30/40/60	**NC -**
497785	Cámara anti ruido, tamaño XL para Elmasonic 60/80/120/150/180/300	**NC -**



799422

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB