Líquidos para baños de ultrasonidos Elmasonic Lab Clean

- Alta eficacia
- Baja formación de espuma
- Mejora los efectos de la cavitación
- Producto concentrado para una dosificación reducida y económica



Gama	A10	A20sf	A25	N10	S10	S20
Compatibilidad	Instrumentos de metal, vidrio, cerámica material sintético, equipos de vidrio	Vidrio de laboratorio, acero inoxidable, vidrio, cerámica, material sintético	metal, vidrio cerámica material sintético	metal, vidrio cerámica material sintético	metal, vidrio cerámica material sintético	Acero inoxidable, vidrio cerámica material sintético
Incompatibilidad	Aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros	Aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros	Aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros, vidrio sensible a la base	Ciertas aleaciones de magnesio	Ciertas aleaciones de magnesio vidrio sensible a los ácidos	Aluminio, magnesio aleaciones de metales ligeros
Eficaz contra	Tinta y pegamento de etiquetas - depósitos de jabón de cal, grasa y aceite, grasa de corte - residuos ligeramente resinosos - huellas dactilares y polvo	Grasa ligera, depósitos de jabón de cal, huellas dactilares, polvo	Rotuladores y etiquetas, aceites de corte jabón de cal, sangre, saliva, albúmina, residuos de tejido óseo, grasas y aceites, residuos de pulido, productos abrasivos, polvo	Residuos de emulsiones, rotuladores y etiquetas, depósitos de jabón de cal, aceites y grasas ligeros, huellas dactilares, polvo	Cal, jabón calcáreo, depósitos de aleaciones de Ca y Mg, lubricantes refrigerantes a base de agua, aceites minerales ligeros, polvo	Cal / jabón de cal, óxido metálico, suciedad mineral, aceites minerales, polvo
Ref. - 1 litro	950232	950234	950236	950238	950240	950242
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. - 2,5 litros	950233	950235	950237	950239	-	950243
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -
Ref. - 10 litros	799620	497757	497760	497763	-	959251
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -
Ref. - 25 litros	497755	497758	497761	497764	-	497769
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -

Soluciones de limpieza Tickopur y Stammopur

- Aumenta la cavitación
- Limpieza de manera intensa sin componentes clorados
- Puede utilizarse con frío o con calor

Visiten nuestras WEB



Gama	Tickopur						Stammopur
Descripción	TR 3	R 27	R 30	R 33	RW 77	J 80 U	24
Detergente	Especial	Especial	Neutro	Universal	Amoniacal	Anti-oxidante / Anti-corrosión	Desinfectante, limpiador
Tipo	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Listo para usar	Concentrado
Propiedades	Ácido débil, pH 3 a 1%	Ácido, pH 1,9 a 1%	Neutro, pH 7	Alcalino, pH 9,9 a 1%	Alcalino, pH 9,9 a 1%	Ácido, pH 2	Alcalino, pH 9,4 a 1%
Dosificación	1 a 5 %	1 a 5 %	1 a 5 %	1 a 5 %	5 a 10 %		1 a 2 %
Observaciones	A base de ácido nítrico, sin fosfatos	Bactericida, alguicida, fungicida	-	-	-	Utilización en vasos de vidrio/plástico	-
Recomendados para los siguientes materiales	Acero, acero inoxidable Metales no ferrosos Metales preciosos o ligeros Vaso Plásticos	Acero, metales Vaso Cerámica Plásticos	Acero Metales no ferrosos Aluminio Vaso Goma Compuestos ópticos, tamices	Metales Vaso Cerámica Plásticos Goma	Acero, acero inoxidable Metales no ferrosos Vaso Compuestos ópticos, tamices Plásticos	Metales no ferrosos Aluminio Cobre Óptica de microscopio electrónico Plásticos	Altamente compatible
Eliminan	Residuos minerales Corrosión Grasa Aceite Ceras Pigmentos Residuos de molienda y de pulido	Óxido Sarro Residuos minerales Silicatos Fosfatos Cemento Trazas de orina	Grasa Aceite Polvo Proteínas Ceras Películas de silicona	Grasa Aceite Residuos de tinta Proteínas Ceras Películas de silicona	Grasa Aceite Ceras Películas de silicona Lubricantes Residuos de molienda y de pulido	Capas de óxido Capas de sulfato	Bacterias Tuberculosis Levaduras Virus (BVDV, HBV, HCV, HIV) Anti-corrosión
Ref. - 1 litro	780143	780146	780149	780152	780155	780158	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Ref. - 2 litros	780144	780147	780150	780153	780156	780159	780161
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. - 5 litros	780145	780148	780151	780154	780157	780160	780162
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. - 25 litros	-	-	-	-	-	-	780163
€	-	-	-	-	-	-	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB