Autoclaves 23 y 85 litros de puerta manual

Autoclaves semiautomáticos

- Cámara de acero inoxidable AISI 316
- Con bandeja de acero inoxidable
- Manómetro de presión
- Elección de temperatura y tiempo (temporizador electrónico)
- Regulación de la presión
- Señal acústica para anunciar el final del programa

Autoclaves automáticos :

- Equipado con un sensor de temperatura PT100 intracarga
- Pantalla LCD que muestra la presión, la temperatura, la hora y los mensajes de error
- 6 programas estándar
- Indicación digital del tiempo de esterilización
- Opcional: impresora térmica



950476



950760

Modelo	23 litros		85 litros		
Tipo	Horizontal		Horizontal	Vertical	
	Semiautomático	Automático	Semiautomático	Semiautomático	Automático
Dim. Int (Ø x p) (cm)	25 x 42		38 x 69	38 x 68	38 x 68
Dim ext. (an x al x p) (cm)	51 x 36,5 x 54,5		66 x 52,5 x 87,5	65 x 92,5 x 50	65 x 95 x 50
Llenado con agua	Manual	Manual	Manual	Automatizado	Manual o automatizado
Sonda de temperatura intracarga	No	Sí	No	No	Sí
Capacidad de Erlenmeyer					
250 ml	9	9	30	48	48
500 ml	4	4	20	21	21
1000 ml	-	-	12	8	8
2000 ml	-	-	6	6	6
3000 ml	-	-	4	4	4
5000 ml	-	-	-	1	1
Capacidad de botella Schott-Duran					
250 ml	12	12	37	72	72
500 ml	9	9	28	33	33
1000 ml	-	-	18	16	16
2000 ml	-	-	10	8	8
5000 ml	-	-	4	2	2
Potencia calorífica (kW)	2,2		4,8	6	6
Alimentación eléctrica	220 V + N+T		380 V / 50 Hz / 3 ph + N + T		
Peso (kg)	35		98	110	110
Ref.	**950476**	**950591**	**950369**	**950754**	**950760**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Opcional impresora térmica

Para el modelo	23 litros Horizontal automático	85 litros Vertical automático
Ref.	**950770**	**950771**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Dimensión ext. an x al x p / Ø x al (cm)	Número máx elemento por autoclave	€
Para el modelo 23 l				
950769	Cesta de malla de acero inox.	40 x 17 x 14	1	**NC -**
950475	Cubo de acero inoxidable macizo	40 x 17 x 14	1	**NC -**
Para modelo 85 l horizontal				
950325	Cesta de malla de acero inox.	68 x 22,5 x 26	1	**NC -**
950328	Cubo de acero inoxidable macizo	68 x 22 x 26	1	**NC -**
Para modelo 85 l vertical				
950332	Cesta malla acero inox. alta	35,7 x 33	2	**NC -**
950333	Cesta malla de acero inox. baja	35,7 x 22	3	**NC -**
950337	Cubo macizo de acero inox. alto	36,6 x 33	1	**NC -**
950338	Cubo macizo de acero inox. medio	36,6 x 22	2	**NC -**
950461	Cubo macizo de acero inox. bajo	36,6 x 18	3	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB