Balanzas portátiles serie CX OHAUS™

BAJO CONSUMO
DE ENERGIA



- Gran pantalla LCD retroiluminada de 18 mm
- Caja de ABS y bandeja de acero inoxidable
- Calibración externa
- Diseño compacto para apilar hasta 4 balanzas
- Alimentación en pilas: 3 pilas AA (incluidas) - hasta 1000 h de autonomía
- Pida el adaptador de red por separado

Modelo	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Capacidad (g)	220	620	1200	2200	5200
Precisión de visualización (mg)	100			1000	
Tiempo de estabilización (s)	1,5		2	1,5	
Dim. plato (mm)	128 x 142				
Dim. (an x pr x al) (mm)	135 x 201 x 41				
Peso neto (kg)	0,5				
Ref.	333535	333536	333537	333538	333539
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
333573	Maleta de transporte	NC -
333574	Adaptador de red	NC -

Balanzas portátiles serie EK & EW

A&D Weighing



- Pantalla LCD retroiluminada
- Función de apagado automático
- Interfaz RS-232C de serie
- Funcionamiento por red o por batería (opcional)
- Calibración externa

Balanzas portátiles serie EK

Modelo	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	EK-6000i	EK-12Ki
Capacidad (g)	200	300	400	600	1200	2000	3000	4000	6000	6000	12000
Precisión de visualización (mg)	10				100					1000	
Repetibilidad (mg)	10				100					1000	
Linealidad (mg)	10	20			100		200			1000	
Dim. plato (mm)	Ø 110				133 x 170						
Dim. An x Pr x Al (mm)	190 x 218 x 55				190 x 218 x 53						
Peso neto (kg)	1,1				1,5						
Ref.	785183	785184	785039	785092	785185	785186	785093	785187	785157	785188	785189
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal*	-	-	-	785092C	-	-	-	-	785157C	-	-
€	-	-	-	NC -	-	-	-	-	NC -	-	-

Balanzas portátiles serie EW

- Modelos asequibles con triple rango de pesaje

Modelo	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
Capacidad (g)	30 / 60 / 150	300 / 600 / 1500	3000 / 6000 / 12000
Precisión de visualización (mg)	10 / 20 / 50	100 / 200 / 500	1000 / 2000 / 5000
Repetibilidad (mg)	10 / 20 / 50	100 / 200 / 500	1000 / 2000 / 5000
Linealidad (mg)	± 10/ ± 20 / ± 50	± 100 / ± 200 / ± 500	±1000 / ±2000 / ±5000
Dim. plato (mm)	Ø 110	133 x 170	
Dim. (anx fx al) (mm)	190 x 218 x 55	190 x 218 x 53	
Peso neto (kg)	1,1	1,5	
Ref.	785194	785195	785196
€	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	785194C	785195C	785196C
€	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
785192	Kit de baterías recargables	NC -
785191	Gancho de pesaje inferior para balanzas de 4, 6 y 12 kg	NC -
785112	Maletín de transporte y almacenamiento	NC -

* Incluye un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento