Balanzas analíticas HR-A / HR-AZ

- Pantalla LCD retroiluminada
- Cabina de pesaje extraíble que facilita la limpieza
- Puertas cilíndricas para el ahorro de espacio
- Función de encendido y apagado automático

Modelo	HR-100A(Z)	HR-150A(Z)	HR-251A(Z)	HR-250A(Z)
Capacidad (g)	102	152	62 / 252	252
Resolución (mg)	0,1		0,1 / 1	0,1
Repetibilidad (mg)	0,1		0,1 / 0,5	0,2
Linealidad (mg)	± 0,2		± 0,3 / ± 1	± 0,3
Tiempo de estabilización (s)	2			
Dim. plato (mm)	Ø 90 mm			
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	198 x 294 x 315			
Peso neto (kg)	Modelo A : 3,5 / Modelo AZ : 3,9			
Ref. modelo HR-A (cal. externa)	785001	785002	785003	785004
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. modelo HR-AZ (cal. interna)	785005	785006	785007	785008
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Balanzas semimicro y analíticas serie GH

Tipo	Semi-micro		Analítica		
Modelo	GH-202-EC	GH-252-EC	GH-120-EC	GH-200-EC	GH-300-EC
Capacidad (g)	51 / 220	101 / 250	120	220	320
Resolución (mg)	0,01 / 0,1		0,1		
Repetibilidad (mg)	0,02 / 0,1	0,03 / 0,1	0,1		0,2
Linealidad (mg)	± 0,03 / ± 0,2	± 0,1 / ± 0,2	± 0,2		± 0,3
Tiempo de estabilización (s)	8 / 3,5		3,5		
Dim. plato (mm)	Ø 90				
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	271 x 442 x 316				
Peso neto (kg)	8,2				
Ref.	781890	785117	781893	785241	785242
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	781890C	785117C	781893C	785241C	785242C
Nivel de verificación (e) (mg)	0,1/1		1		
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

- Opciones de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)
- Software de comunicación WinCT para la transferencia de datos al PC
- Disponible en versión de metrología legal (consúltenos)
- Cabina de pesaje de vidrio antiestático
- Calibración interna

* Incluye un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento



Accesorios

Ref.	Descripción	€
785243	Interfaz Quick USB	NC -
785244	Interfaz Ethernet + software WinCT	NC -
785208	Unidad portátil de alimentación recargable	NC -
785222	Kit de determinación de la densidad	NC -
785245	Tapa de protección x5	NC -

Registrador de datos de pesaje A&D



- Memoria 5000 registros
- Reloj interno para marcar la hora (no requiere balanza GLP)
- Sin batería, sin pilas, alimentación mediante USB o RS-232
- Compatible con cualquier balanza A&D con conexión RS-232
- No se necesitan programas ni controladores
- Archivo de datos compatible con Excel

Ref.	Descripción	€
785111	Registrador de datos de pesaje	NC -

Ionizador de sobremesa A&D



Temperatura de uso:	-5 a +40 °C
Humedad relativa permitida	35 a 85 %HR
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	112 x 92 x 60
Peso (kg)	0,3
Ref.	785213
€	NC -

- Genera iones positivos y negativos, eliminando las cargas que provocan errores de pesaje
- No requiere conexión de alta tensión
- Sin ventilador, no genera corrientes de aire

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB