Balanzas de laboratorio Explorer™ OHAUS

- Gran pantalla táctil en color VGA
- Pantalla separable de la plataforma para su montaje en columna o en la pared
- Calibración externa, o calibración interna automática AutoCal
- Caja superior de ABS, bandeja de acero inoxidable
- Modelos 0,1 y 1 mg con cabina de pesaje, con paneles antiestáticos de liberación rápida
- Equipada con 4 sensores programables, lo que le permite tener las manos libres para imprimir, calibrar, tarar o abrir las puertas de la cabina de pesaje (sólo para Modelos AD)
- Opción de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)

INTELIGENCIA
PRESTACIONES

Visiten nuestras WEB



Precisión



Analítica



Semi-micro

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento
** AD : puertas de apertura automática

Tipo de balanza	Semi-micro				Analítica			Precisión		
Modelo	EX125D	EX125	EX225D	EX225	EX124	EX224	EX324	EX223	EX423	EX1103
Capacidad (g)	52 / 120	120	120 / 220	220	120	220	320	220	420	1100
Resolución (mg)	0,01 / 0,1	0,01	0,01 / 0,1	0,01	0,1			1		
Repetibilidad (mg)	0,1	0,02	0,02 / 0,1	0,03	0,1			1		
Linealidad (mg)	0,1				0,2			2		
Peso mínimo tolerado (g)	0,02				0,16			1,6		
Tiempo de estabilización (s)	3 (prec 0,1 mg) / 8 (prec. 0,01 mg)				2		3	1,5		
Dim. plato (mm)	Ø 80				Ø 90			Ø 130		
Dim. Base (an x p x al) (mm)	230 x 393 x 350							230 x 393 x 350		
Dim. pantalla (an x p x al) (mm)	195 x 154 x 90							195 x 154 x 90		
Peso neto (kg)	7 / Modelo AD : 7,5				6,9			6,9		
Peso neto (kg)	52 / 120	120	120 / 220	220	120	220	320	220	420	1100
Ref. cal. externa	-	-	-	-	-	-	-	092617	092618	-
€	-	-	-	-	-	-	-	NC -	NC -	-
Ref. cal. interna	092687	092689	092691	-	092560	092561	092563	092565	092566	092569
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	092688	092690	092692	-	-	092562	092564	-	092567	092570
Nivel de verificación (e) (mg)	0,1 / 1	0,1	0,1 / 1	-	-	1		-	10	
€	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -
Ref. cal. interna AD **	-	-	092693	092695	092611	092613	092615	-	-	-
€	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-
Ref. metrología legal * AD **	-	-	092694	092698	-	092614	092616	-	-	-
€	-	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-

Tipo de balanza	Precisión								
Modelo	EX2202	EX4202	EX6202	EX10202	EX6201	EX10201	EX12001	EX24001	EX35001
Capacidad (g)	2200	4200	6200	10200	6200	10200	12000	24000	35000
Resolución (mg)	10				100				
Repetibilidad (mg)	10				100				
Linealidad (mg)	20				200				
Peso mínimo tolerado (g)	16				160		82		
Tiempo de estabilización (s)	1								
Dim. plato (mm)	Ø 130	190 x 200					377 x 311		
Dim. Base (an x p x al) (mm)	230 x 393 x 98						377 x 120 x 443		
Dim. pantalla (an x p x al) (mm)	195 x 154 x 90								
Peso neto (kg)	4,3		5				10		
Ref. cal. externa	092619	092620	092621	-	092622	-	-	-	-
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	-	-	-	-
Ref. cal. interna	092571	092572	092574	092575	092577	092578	092623B	092625B	092627B
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	-	092573	-	092576	-	092579	092624	092626	092628
Nivel de verificación (e) (mg)	-	100	-	100	-	1000			
€	-	NC -	-	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
092581	Interfaz Ethernet	NC -
092583	Cable de interfaz USB (tipo A y B)	NC -
092584	Cable alargador de terminal	NC -

Ref.	Descripción	€
092585	Kit de determinación de la densidad	NC -
092586	Dispositivo antirrobo	NC -
092587	Kit de columna	NC -
092588	Anti-viento	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB