Balanzas de laboratorio Entris® II essential



- Marco superior de PBT, bandeja de pesaje de acero inoxidable
- Pantalla táctil LED con interfaz intuitiva, adaptada para guantes de laboratorio
- Opción IsoCal para la calibración interna automática
- Conexión USB-C y RS232 para recuperar los datos directamente en el ordenador
- Disponible con certificado de metrología legal
- Opción de impresión BLP (fecha, hora, identificador)



Tipo de balanza	Analítica			Precisión						
Modelo	BCE64	BCE124	BCE224	BCE223	BCE323	BCE423	BCE623	BCE653	BCE622	BCE822
Capacidad (g)	60	120	220	220	320	420	620	650	620	820
Precisión de visualización (mg)	0,1			1					10	
Repetibilidad (mg)	0,1			1					10	
Linealidad (mg)	0,2			2					20	
Tiempo de estabilización (s)	< 1,5			< 1					< 0,9	
Dim. plato (mm)	Ø 90			Ø 120					182 x 182	
Dim. (an x pr x al) (mm)	219 x 317 x 345							219 x 345 x 145	219 x 317 x 94	
Peso neto (kg)	5,9							4,5	4,6	
Ref. cal. externa	845103	845046	845062	845058	845071	845079	845099	845107	845095	845119
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. cal. interna	845106	845049	845065	845061	845074	845082	845102	845110	845098	845122
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	845105	845048	845064	845060	845073	845081	845101	845109	845097	845121
Nivel de verificación (e) (mg)	1			10					100	
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento

Tipo de balanza	Precisión									
Modelo	BCE1202	BCE2202	BCE3202	BCE4202	BCE6202	BCE2201	BCE5201	BCE8201	BCE6200	BCE8200
Capacidad (g)	1200	2200	3200	4200	6200	2200	5200	8200	6200	8200
Precisión de visualización (mg)	10					100			1000	
Repetibilidad (mg)	10					100			1000	
Linealidad (mg)	20					100			1000	
Tiempo de estabilización (s)	< 0,9					< 0,9				
Dim. Bandeja (mm)	182 x 182									
Dim. (an x pr x al) (mm)	219 x 317 x 94									
Peso neto (kg)	4,6							4,3		
Ref. cal. externa	845042	845054	845066	845075	845091	845050	845083	845115	845087	845111
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. cal. interna	845045	845057	845069	845078	845094	845053	845086	845118	845090	845114
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	845044	845056	845068	845077	845093	845052	845085	845117	845089	845113
Nivel de verificación (e) (mg)	100					1000			10000	
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento