Balanzas de laboratorio Sartorius Secura®

- Pantalla táctil en color, utilizable con guantes de laboratorio
- Sensor LevelControl integrado, para una perfecta nivelación
- Determinación automática del límite de peso mínimo
- Función Cal Audit Trail para documentar los procedimientos de calibración
- Protección por contraseña de los ajustes de la balanza
- Conexión USB para conectar una impresora o guardar datos directamente en una hoja de cálculo de Microsoft Excel
- Bloqueo temporal de la transferencia de datos cuando se detecta una irregularidad en la configuración, lo que garantiza un resultado siempre fiable
- Calibración interna automática IsoCal

Balanzas de alta precisión con funciones de seguridad, para resultados perfectamente fiables



Tipo de balanza	Micro	Semi-micro		Analítica		
Modelo	26	125	225D	124	224	324
Capacidad (g)	21	60 / 120	60 / 120 / 220	120	220	320
Resolución(mg)	0,002	0,01 / 0,01	0,01 / 0,01 / 0,1	0,1		
Repetibilidad (mg)	0,04	0,03 / 0,04	0,03 / 0,04 / 0,07	0,1		
Linealidad (mg)	0,01	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1 / 0,2	0,2		0,3
Tiempo de estabilización (s)	8	6	6 / 2	2		
Dimensiones plato (mm)	Ø 50	Ø 80		Ø 90		
Dim. (an x pr x al) (mm)	214 x 376 x 316			214 x 359 x 319		
Peso neto	8	7,8		5,1		
Ref.	**845468**	**147900**	**147901**	**150251**	**150250**	**147902**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. metrología legal*	**-**	**149943**	**148976**	**147909**	**147910**	**845467**
Nivel de verificación (e) (mg)	-			1		
€	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Tipo de balanza	Precisión											
Modelo	213	313	513	613	1103	612	1102	2102	3102	5102	6102	3101
Capacidad (g)	210	310	510	610	1100	610	1100	2100	3100	5100	6100	3100
Resolución (mg)	1					10						100
Repetibilidad (mg)	1					10						100
Linealidad (mg)	2					20						100
Tiempo de estabilización (s)	1					1						
Dimensiones plato (mm)	Ø 120					Ø 180						
Dim. (an x pr x al) (mm)	214 x 359 x 319					214 x 359 x 94						
Peso neto	5,1					5,2						
Ref.	**150254**	**150253**	**150252**	**150648**	**153049**	**150650**	**150400**	**150257**	**150256**	**150255**	**150649**	**153014**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. metrología legal*	**147911**	**147912**	**147913**	**147914**	**845191**	**147920**	**147915**	**147916**	**147917**	**147918**	**147919**	**149971**
Nivel de verificación (e) (mg)	10					100						1000
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento

Accesorios para balanzas de laboratorio Sartorius

Ref.	Descripción	Compatibilidad				Unid./caja	€/ caja
		Entris II®	Practum®	Quintix®	Secura®		
150401	Impresora térmica de laboratorio YDP40	x	x	x	x	1	**NC -**
150402	Papel para impresora YDP40 rollo 24 m	x	x	x	x	5	**NC -**
149993	Impresora de laboratorio YDP30	x		x	x	1	**NC -**
150993	Papel para impresora YDP30 rollo 90 m	x		x	x	1	**NC -**
845134	Papel autoadhesivo para impresora YDP30 rollo 90 m					1	**NC -**
146858	Impresora de laboratorio YDP20	x				1	**NC -**
147006	Papel para impresora YDP20 rollo 40 m	x				5	**NC -**
147005	Cinta de tinta para impresora YDP20	x				1	**NC -**
150403	Cable mini USB / USB-A		x	x	x	1	**NC -**
150404	Cable mini-USB / RS232 (9 pins)		x	x	x	1	**NC -**
845168	Cable USB-C / USB-A (a PC)	x				1	**NC -**
845150	Cable USB-C / USB-B (a impresora)	x				1	**NC -**
146860	Cable USB 1,8 m			x		1	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB