Pesas y masas de precisión Zwiebel





- Se suministra con certificado de conformidad o certificado COFRAC
- Se entrega en un estuche de plástico

Pesas categoría E1

- Precisión extrema
- Para la calibración de balanzas de clase I Semi-micro

Valor	Tolerancia (mg)	Material	Pesa + caja de plástico		Peso + caja de plástico + calibración COFRAC	
			Ref.	€	Ref.	€
1 mg	0,003	Alambre de aleación de cobalto	467001	NC -	467001C	NC -
2 mg	0,003		467002	NC -	467002C	NC -
5 mg	0,003		467003	NC -	467003C	NC -
10 mg	0,003		467004	NC -	467004C	NC -
20 mg	0,003		467005	NC -	467005C	NC -
50 mg	0,004		467006	NC -	467006C	NC -
100 mg	0,005		467007	NC -	467007C	NC -
200 mg	0,006		467008	NC -	467008C	NC -
500 mg	0,008		467009	NC -	467009C	NC -
1 g	0,01	Cilindro acero inox.	467010	NC -	467010C	NC -
2 g	0,012		467011	NC -	467011C	NC -
5 g	0,016		467012	NC -	467012C	NC -
10 g	0,02		467013	NC -	467013C	NC -
20 g	0,025		467014	NC -	467014C	NC -
50 g	0,03		467015	NC -	467015C	NC -
100 g	0,05		467016	NC -	467016C	NC -
200 g	0,1		467017	NC -	467017C	NC -
500 g	0,25		467018	NC -	467018C	NC -
1 kg	0,5		467019	NC -	467019C	NC -
2 kg	1		467020	NC -	467020C	NC -
5 kg	2,5		467021	NC -	467021C	NC -
10 kg	5		467022	NC -	467022C	NC -
20 kg	10		467023	NC -	467023C	NC -

Pesas categoría E2

- Muy alta precisión
- Para la calibración de balanzas de clase I

Valor	Tolerancia (mg)	Material	Pesa + caja de plástico		Pesa + caja de plástico + calibración COFRAC	
			Ref.	€	Ref.	€
1 mg	0,006	Alambre de aleación de cobalto	467024	NC -	467024C	NC -
2 mg	0,006		467025	NC -	467025C	NC -
5 mg	0,006		467026	NC -	467026C	NC -
10 mg	0,008		467027	NC -	467027C	NC -
20 mg	0,01		467028	NC -	467028C	NC -
50 mg	0,012		467029	NC -	467029C	NC -
100 mg	0,016		467030	NC -	467030C	NC -
200 mg	0,02		467031	NC -	467031C	NC -
500 mg	0,025		467032	NC -	467032C	NC -
1 g	0,03	Cilindro acero inox.	467033	NC -	467033C	NC -
2 g	0,04		467034	NC -	467034C	NC -
5 g	0,05		467035	NC -	467035C	NC -
10 g	0,06		467036	NC -	467036C	NC -
20 g	0,08		467037	NC -	467037C	NC -
50 g	0,1		467038	NC -	467038C	NC -
100 g	0,16		467039	NC -	467039C	NC -
200 g	0,3		467040	NC -	467040C	NC -
500 g	0,8		467041	NC -	467041C	NC -
1 kg	1,6		467042	NC -	467042C	NC -
2 kg	3,0		467043	NC -	467043C	NC -
5 kg	8,0		467044	NC -	467044C	NC -
10 kg	16		467045	NC -	467045C	NC -
20 kg	30		467046	NC -	467046C	NC -

Pesas categoría F1

- Buena precisión
- Para la calibración de balanzas de clase I o II

Valor	Tolerancia (mg)	Material	Pesa + caja de plástico		Pesa + caja de plástico + calibración COFRAC	
			Ref.	€	Ref.	€
1 mg	0,02	Alambre de aleación de cobalto	467072	NC -	467072C	NC -
2 mg	0,02		467073	NC -	467073C	NC -
5 mg	0,02		467074	NC -	467074C	NC -
10 mg	0,025		467075	NC -	467075C	NC -
20 mg	0,03		467076	NC -	467076C	NC -
50 mg	0,04		467077	NC -	467077C	NC -
100 mg	0,05		467078	NC -	467078C	NC -
200 mg	0,06		467079	NC -	467079C	NC -
500 mg	0,08		467080	NC -	467080C	NC -
1 g	0,1	Cilindro acero inox.	467081	NC -	467081C	NC -
2 g	0,12		467082	NC -	467082C	NC -
5 g	0,16		467083	NC -	467083C	NC -
10 g	0,2		467084	NC -	467084C	NC -
20 g	0,25		467085	NC -	467085C	NC -
50 g	0,3		467086	NC -	467086C	NC -
100 g	0,5		467087	NC -	467087C	NC -
200 g	1,00		467088	NC -	467088C	NC -
500 g	2,50		467089	NC -	467089C	NC -
1 kg	5		467090	NC -	467090C	NC -
2 kg	10		467091	NC -	467091C	NC -
5 kg	25		467092	NC -	467092C	NC -
10 kg	50		467093	NC -	467093C	NC -
20 kg	100		467094	NC -	467094C	NC -

Pesas categoría M1

- Buena precisión
- Para la calibración de balanzas industriales de clase III

Valor	Tolerancia (mg)	Material	Pesa + caja de plástico		Pesa + caja de plástico + calibración COFRAC	
			Ref.	€	Ref.	€
1 mg	0,2	Placa de aluminio	467118	NC -	467118C	NC -
2 mg	0,2		467119	NC -	467119C	NC -
5 mg	0,2		467120	NC -	467120C	NC -
10 mg	0,25		467121	NC -	467121C	NC -
20 mg	0,3		467122	NC -	467122C	NC -
50 mg	0,4		467123	NC -	467123C	NC -
100 mg	0,5		467124	NC -	467124C	NC -
200 mg	0,6		467125	NC -	467125C	NC -
500 mg	0,8		467126	NC -	467126C	NC -
1 g	1,0	Cilindro acero inox.	467127	NC -	467127C	NC -
2 g	1,2		467128	NC -	467128C	NC -
5 g	1,6		467129	NC -	467129C	NC -
10 g	2,0		467130	NC -	467130C	NC -
20 g	2,5		467131	NC -	467131C	NC -
50 g	3,0		467132	NC -	467132C	NC -
100 g	5,0		467133	NC -	467133C	NC -
200 g	10		467134	NC -	467134C	NC -
500 g	25		467135	NC -	467135C	NC -
1 kg	50		467136	NC -	467136C	NC -
2 kg	100		467137	NC -	467137C	NC -
5 kg	250		467138	NC -	467138C	NC -
10 kg	500		467139	NC -	467139C	NC -