Pesas y masas de precisión (continuación)

Cofres completos de pesas

- Otras series de cofres disponibles bajo pedido

Valor	Número de pesos	Total peso	Categoría F1				Categoría E2			
			Cofre con pesas		Calibración COFRAC		Cofre con pesas		Calibración COFRAC	
			Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
1 - 500 mg	12	1,11 g	677830	NC -	677835*	NC -	677840	NC -	677845*	NC -
1 - 200 g	11	610 g	677831	NC -	677836*	NC -	677841	NC -	677846*	NC -
1 - 500 g	12	1110 g	677832	NC -	677837*	NC -	677842	NC -	677847*	NC -
1 g - 1 kg	13	2110 g	677833	NC -	677838*	NC -	677843	NC -	677848*	NC -
1 g - 2 kg	15	6110 g	677834	NC -	677839*	NC -	677844	NC -	677849*	NC -

* A pedir además de las pesas

Accesorios para balanzas

Accesorios

Ref.	Descripción	Foto	€
677819	Guantes de algodón	A	NC -
677766	Pincel pequeño	B	NC -
677767	Pincel grande		NC -
677768	Pinzas 10 cm con punta protegida antimagnética	C	NC -
677851	Pinzas 22 cm con punta protegida antimagnética		NC -
677852	Kit de limpieza de pesas	D	NC -
677853	Pera de limpieza con cepillo		NC -


A


B


C


D


Mesa y bandeja antivibraciones

- En granito
- Absorción de humedad limitada
- Pies niveladores ajustables

Ref.	Tipo	Dimensiones (an x p x al) (mm)	Peso (kg)	€
677854	Mesa	700 x 600 x 750	120	NC -
677855	Mesa	900 x 600 x 750	135	NC -
677856	Plataforma	550 x 450 x 65	45	NC -


677856


677855



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB