

¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER



Molino triturador de laboratorio 4 litros Waring Blendor

Molino triturador de laboratorio con recipiente de acero inoxidable de 4 litros.

- Velocidad preseleccionada
- Se entrega con tapa

Capacidad	4 litros
Botones	Off-Lo-Med-Hi-Pulse
Velocidad (t/min)	15800, 18000 y 20800
Base	Caja de acero inoxidable con revestimiento epoxi gris
Contenedores	Acero inoxidable + tapa de policarbonato y junta de goma
Cuchillas	Acero inoxidable
Altura	66 cm
Peso	17,2 kg
Ref.	**087137**
€	**NC -**





Molino triturador de análisis A 11 IKA®

Molino triturador para sustancias duras y quebradizas.

GARANTÍA 2 AÑOS

Velocidad máx. (rpm)	28000
Volumen útil máx. (ml)	80
Granulometría máx. de la carga (mm)	10
Dimensiones (mm)	85 x 240 x 85
Peso (kg)	1,5
Ref.	**250093**
€	**NC -**



Opciones

Ref.	Descripción	€
250394	Cuchilla para triturar materiales blandos y fibrosos	**NC -**
250393	Batidor con revestimiento de carburo de cromo	**NC -**
2983100	Cámara de trituración	**NC -**
250235	Cámara de trituración de 250 ml	**NC -**
250219	Batidor doble para una dureza hasta 3 Mohs	**NC -**

Molino triturador de laboratorio

Molino triturador de alto rendimiento para moler semillas, especias y frutos secos en pocos segundos.

- Cierre de seguridad de la tapa
- Cuerpo de metal cepillado
- Función PULSE para seleccionar la granulometría deseada
- Incluye 3 cuencos con tapa de almacenamiento
- Contenedor y cuchillas trituradoras de acero inoxidable
- Garantía: 1 año

Velocidad	19000 rpm
Dimensiones (Lx anx al)	120,6 x 139,7 x 210,8 mm
Peso	5,9 kg
Ref.	**087116**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB