Homogeneizador de paletas Stomacher® 400



Visiten nuestras WEB



Rack 1 plaza



Rack 10 plazas

Homogeneizador de paletas de doble acción con acción de mezcla y agitación para la homogeneización de muestras directamente en bolsas estériles. El fondo redondo de las bolsas, combinado con la forma de sus paletas circulares, asegura una óptima recuperación de las células y organismos contenidos en las muestras a procesar.

- Indicación digital de velocidad y tiempo
- 3 posibles ajustes de velocidad y tiempo para la repetibilidad
- De 80 ml a 400 ml

Ref.	Descripción	€
3193153	Stomacher® 400 Circulator	NC -

Racks y accesorios para Stomacher® 400

Ref.	Descripción	€
3193178	Rack 1 plaza	NC -
3193179	Rack 10 plazas	NC -
3193181	Dispositivo de abertura de bolsa	NC -
3193183	Clip para cierre de bolsas (200 unidades)	NC -

Bolsas estériles para Stomacher® 400

- Estériles de fondo redondo para Stomacher® 400 únicamente
- Recuperación óptima de la muestra
- Estériles con filtro para facilitar la recuperación de la muestra sin que se obstruya

Ref.	Descripción	Dim. bolsas (mm)	Volumen muestras (ml)	Unid./ caja	€/ caja
3193168	Bolsa estándar	177 x 305	80 - 400	10 lotes de 50 (500)	NC -
3193171	Bolsa estéril con cierre	177 x 305	80 - 400	10 lotes de 25 (250)	NC -
3193172	Bolsa estéril con filtro	177 x 305	80 - 400	10 lotes de 20 (200)	NC -

Stomacher® 80 Biomaster y Biomaster 80 microbiomaster



Rack 10 plazas
3193177

Visiten nuestras WEB

Homogeneizador de paletas de movimiento alterno para procesar muestras de 250 µl a 80 ml.
2 modelos disponibles: el Stomacher® 80 Biomaster y el Stomacher® 80 Microbiomaster. El Microbiomaster dispone de un mecanismo para procesar muestras de 250 µl a 80 ml.

Stomacher® 80 Microbiomaster

- Para volúmenes de 250 µl a 80 ml (directamente en bolsitas estériles)
- Procesamiento de pequeños volúmenes de 250 µl (microbolsas con fondo en V)
- Puerta ajustable (botón giratorio) que permite reducir o aumentar la distancia entre la puerta y las paletas según sea necesario

Ref.	Descripción	€
3193152	Stomacher® 80 Microbiomaster	NC -

Stomacher® 80 Biomaster

- Para volúmenes de 5 ml a 80 ml directamente en bolsitas estériles

Ref.	Descripción	€
3193151	Stomacher® 80 Biomaster	NC -

Bolsas estériles y gradillas

Ref.	Descripción	Dim. bolsas (mm)	Volumen muestras	Unid./ caja	€/ caja
3193157	Bolsa estéril	105 x 155	5 - 80 ml	40 lotes de 50 (2000)	NC -
3193158	Bolsa estéril con cierre	105 x 155	5 - 80 ml	10 lotes de 20 (200)	NC -
3193159	Bolsa estéril con filtro	105 x 155	5 - 80 ml	10 lotes de 20 (200)	NC -
3193160	Bolsa estéril con cierre y filtro	105 x 155	5 - 80 ml	10 lotes de 20 (200)	NC -
3193177	Soporte de 10 plazas para bolsas Stomacher® 80	-		1	NC -

Pipeta de muestreo y puntas pajuela para bolsas Stomacher® 400 y 80





041120

Las puntas de pajuela permiten llegar al fondo de las bolsas, gracias a su longitud de 190 mm o 240 mm, evitando contaminar y tocar la propia pipeta.

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
041120	Pipeta de muestreo de volumen fijo Acura 810	-	1	NC -
041110	Pipeta paja estéril 1,1 ml, longitud : 190 mm	25	1000	NC -
041115	Pipeta paja estéril 2,2 ml, longitud : 240 mm	25	1000	NC -