Mantas calefactoras para matraces

- Visualización digital de la temperatura
- Calientan hasta 450 °C
- De acero
- Aislamiento de sílice moldeada
- Elemento calefactor revestido de fibra de vidrio

Modelo ES (446776B) :
+ equipado con un agitador magnético integrado
+ velocidad de agitación : 100 - 1000 rpm




Ref.	Descripción	€
	Manta calefactora sin agitador	
446774B	Manta calefactora 0-450 °C, 250 ml - 150 W	**NC -**
446775B	Manta calefactora 0-450°C, 500 ml - 260 W	**NC -**
446777B	Manta calefactora 0-450°C, 1000 ml - 350 W	**NC -**
	Manta calefactora con agitador	
446776B	Manta calefactora con agitador 0-450 °C, 250 ml	**NC -**

Mantas calefactoras semi rígidas serie MM

- Exterior en acero, pintura epoxi
- Aislamiento térmico con fibra cerámica
- Termorregulación
- Con botón ON/OFF
- 230V – 50-60Hz
- Clase de seguridad 0
- IP 30



Diámetro frascos (mm)	64	85	105	131	166
Capacidad frascos (ml)	100	250	500	1000	2000
Temperatura °C	350	350	350	350	450
Precisión °C	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Calefacción (W)	130	180	250	450	600
Dimensiones ø x al (mm)	185 x 145	185 x 145	205 x 150	245 x 175	310 x 210
Peso (kg)	1,5	1,5	1,8	2,4	5
Ref.	**396000**	**396001**	**396002**	**396003**	**396004**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB