Mecheros Bunsen



Mecheros teclu

- Regulación de aire
- Llama piloto
- Max. 1300 °C

Ref.	Descripción	Tipo de gas	€
076476	Mechero teclu 1,53 KW	Natural	NC -
076477	Mechero teclu 2,32 KW	Propano	NC -



Mecheros teclu con grifo de aguja

- Regulación de aire
- Llama piloto
- Max. 1300 °C

Ref.	Descripción	Tipo de gas	€
076485	Mechero teclu 1,53 KW	Natural	NC -
076486	Mechero teclu 2,36 KW	Propano	NC -



Mecheros Bunsen

- Regulación de aire
- Max. 1300 °C

Ref.	Descripción	Tipo de gas	€
076472	Mechero busen 1,53 KW	Natural	NC -
076473	Mechero busen 2,36 KW	Propano	NC -



Mecheros bunsen con grifo de aguja

- Regulación de aire
- Llama piloto
- Max. 1300 °C

Ref.	Descripción	Tipo de gas	€
076482	Mechero busen 1,53 KW	Natural	NC -
076483	Mechero busen 2,36 KW	Propano	NC -



424015

424014

Mechero Meker

- Regulación de aire
- Válvula de regulación (debajo de la base para la versión multigas)
- Tubo Ø : 28 mm
- Cabeza Ø : 32 mm
- Peso: 390 g

Ref.	Descripción	€
424014	Mechero Meker para gas natural	NC -
424015	Mechero Meker multigas	NC -



Micro mechero con grifo de aguja

- Regulación de aire
- Max. 1000 °C

Ref.	Descripción	Tipo de gas	€
076480	Micro pico	Natural	NC -
076481	Micro pico	Propano	NC -

Mechero bunsen de seguridad



- Regulación de aire
- Llama piloto
- Max. 1300 °C
- Si la llama se apaga, el dispositivo de seguridad corta el suministro de gas

Ref.	Descripción	€
076641	Mechero bunsen de seguridad para gas propano	NC -

Mechero de seguridad



- Regulación del aire, válvula de aguja
- El sensor corta el suministro de gas si se apaga la llama
- De acuerdo con la norma 30665, la entrada de mecheros de laboratorio DIN no puede cerrarse completamente. Una pequeña llama persiste, incluso cuando la llave de gas o la válvula de aguja están cerradas. El suministro de gas debe cerrarse en la llave central del laboratorio

Gas	Natural	Propano
Temperatura máx	1520	1550
Consumo (l./h.)	110	65
Altura (mm)	160	160
Peso (g)	370	370
Diámetro tubo (mm)	13	13
Diámetro cabeza (mm)	17	17
Ref.	424162	424152
€	NC -	NC -

Tubos de gas con abrazaderas o bridas

Ref.	Modelo	ø int. x ø ext. (mm)	Longitud (m)	€
071118B	Normagaz para butano*	6 x 12	1,5	NC -
071121	Sertigaz para gas natural	15 x 22	1,25	NC -

* con abrazadera, en blíster ** sin abrazadera

Tubos de gas

Ref.	ø int. x ø ext. (mm)	ø ext. punta (mm)	Longitud	€
091853	10 x 14	20	500 mm	NC -
091854	10 x 14	20	600 mm	NC -
091855	10 x 14	20	750 mm	NC -
091856	10 x 14	20	1000 mm	NC -