
Mechero de seguridad Phoenix II

- Exterior de acero inox. resistente a los rayos UV y esterilizable por llama
- Porta-instrumentos Integrado

Phoenix II Standard y Accu

- Visualización digital del tiempo de encendido



Modelo	Phoenix II eco	Phoenix II Std	Phoenix II accu
Interfaz	Analógico	Digital	
Pedal de control	Sí (incluido)		Sí (no incluido)
Sensor de infrarrojos	-	Sí	
Temporizador	-	1 s a 120 min	
Duración de la batería	-		30 h
Compatible tubo Ø int. (mm)	10		
Dimensiones (an x p x al) (mm)	128 x 160 x 85		
Peso (kg)	1		
Ref.	**159607**	**110578**	**159611**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
110580	Adaptador Phoenix II para cartucho CV 360	**NC -**
110581	Adaptador Phoenix II para cartucho C 206	**NC -**
060311	Cartucho de gas butano de 52 g CV360 (6 uni.)	**NC -**
110589	Cartuchos C 206 (6 uni.)	**NC -**
071108	Cartucho C 206 la unidad	**NC -**

Varios accesorios disponibles bajo pedido.

Quemadores de seguridad Fuego

- Cuerpo de acero inoxidable y vidrio
- Resistente a los UV y a los disolventes
- Sistema de seguridad con testigo de calor residual
- Cabeza desmontable de acero inoxidable y cerámica, autoclavable
- Modelos Fuego y Fuego Pro programables con 2 perfiles de usuarios
- Suministrados con una gradilla para 3 asas sembradoras



Modelo	Fuego Basic	Fuego Basic RF	Fuego	FuegoPro
Pedal de control	Filar de cable (incluido)	Emisor radio (incluido)	-	-
Sensor de infrarrojos	-	-	Por clic o doble-clic	
Alarmas	Visual		Sonora y visual	
Termoregulación en solución calentada	-		De + 35 a + 350 °C	
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	103 x 130 x 49			
Peso (kg)	0,7			
Alimentación	100-240V, 50-60Hz			
Funcionamiento con batería	-	-	-	2 x AA
Ref.	**788010**	**788011**	**788012**	**788013**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
788014	Pantalla de protección	**NC -**
788015	Adaptador para sonda termopar *	**NC -**
788016	Sonda termopar tipo K de inmersión *	**NC -**
788017	Adaptador para cartuchos C360	**NC -**
060311	Cartucho de gas butano de 52 g CV360 (6 uni.)	**NC -**
788018	Adaptador para cartuchos C206	**NC -**
110589	Cartucho C206 (6 uni.)	**NC -**

* Compatible con Fuego y Fuego Pro unicamente.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB