
Quemador eléctrico Solaris

Quemador eléctrico Solaris para esterilizar las asas de inoculación, pinzas y pequeños instrumentos fácil, rápido y con seguridad.

- Uso instantáneo sin tiempo de espera
- Detección infrarrojo en el cilindro de esterilización, encendido sin botón
- 4 ángulos de inclinación disponibles, mantenimiento práctico del instrumental
- Esterilización de 5 ó 7 segundos programable, facilita la esterilización de varios instrumentos a la vez



T° de esterilización	900 - 1300 °C
Potencia	500 W
Alimentación	200-240 V , 50-60 Hz
Ref.	159604
€	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€ 2 unid.
159605	Tubo de cuarzo para Solaris	NC -

Esterilizador SteriMax Smart

- De acero inox. con revestimiento de vidrio de seguridad termoaislante
- Tubo interior de cuarzo especial, fácil de limpiar
- No requiere tiempo de calentamiento
- Sensor infrarojo para el encendido
- Dos perfiles de usuario para ajustar la temperatura y el tiempo de esterilización
- Tecnología ThermoControl para una baja disipación del calor
- Garantía: 2 años



Temperatura de esterilización (°C)	750 - 1000
Potencia calorífica (W)	600
Dim. int. tubo Ø x an (mm)	16 x 112
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	110 x 170 x 180
Peso (kg)	1,8
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Clase de protección	IP 20
Ref.	788000
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
788001	Tubo interior de cuarzo para remplazo	NC -
788002	Soporte acero inox. 3 plazas para fijación lateral	NC -
788003	Soporte de esterilización para instrumentos	NC -

Quemadores eléctricos Dragon 300 y 320

- Para esterilizar agujas, asas de siembra y la boca de tubos de cultivo
- Temperatura ajustable (máximo 850 °C)
- Angulo de la cámara de combustión ajustable de 45 a 75 °
- Soporte para guiar la introducción del material a esterilizar
- 2 versiones: Ø de apertura 16 mm (886047) ó 37 mm (886048)



886047



886048

Modelo	Mechero eléctrico Dragon 300	Mechero eléctrico Dragon 320
Rango de temperatura (°C)	RT+20 a 850	
Potencia (W)	180	
Diámetro de la cámara (mm)	16	37
Dimensiones (anx fx al) (cm)	9 x 17 x 21	9 x 19 x 21,5
Peso (g)	1128	1098
Ref.	886047	886048
€	NC -	NC -

Esterilizador infrarrojos SterilBio

- Para la esterilización térmica de instrumental de laboratorio
- Incluye 4 cámaras para instrumentos



Temperatura máxima (°C)	900
Potencia calorífica (W)	110
Dim. int. tubos (Ø x an) (mm)	14 x 150
Dimensiones (anx fx al) (mm)	200 x 130 x 180
Peso (kg)	1,5
Ref.	068586
€	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB