


Micro-centrífugas 6K, D1008 ó 10K

- Uso simple: arranque y apagado automático con la apertura/cierre de la tapa
- 3 rotores diferentes:
  - estándar : 8 microtubos 1,5/2 ml
  - PCR : 2 tiras de 8 tubos de 0,2 ml (o 16 tubos individuales)
  - portaobjetos

Modelo	Mini-6K	D1008	Mini-10k
Compatibilidad del rotor	Estándar, PCR y portaobjetos	Estándar y PCR	Estándar
Velocidad (rpm)	6000	7000	10000
Aceleración del RCF (g)	2000	2680	5000
Dim. Ext. L x p x al (mm)		175 x 148 x 118	
Color azul	**531500**	**531501B**	-
Color verde	-	**861056B**	-
Color rojo	-	-	**531502**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

- Todos los modelos incluyen el rotor estándar y los adaptadores para microtubos 0,5 y 0,2 ml



Accesorios para Mini-6K

Ref.	Descripción	€
531505	Llave de montaje de tipo Allen	**NC -**
531503	Rotor PCR para 2 tiras de 8 microtubos de 0,2 ml	**NC -**
531504	Rotor para portaobjetos	**NC -**

Accesorios para D1008

Ref.	Descripción	€
861059	Rotor para 8 tubos 1,5/2 ml	**NC -**
861061	Adaptadores para tubos 0,2 ml (8 uni.)	**NC -**
861062	Adaptadores para tubos 0,5 ml (8 uni.)	**NC -**

Centrífuga MyFuge con tapa de color

Para diferenciar los puestos de trabajo o las intervenciones!

- Centrífuga de escritorio, incluye dos rotores:
  - rotor para 8 microtubos de 1,5 ó 2 ml
  - rotor para 2 tiras de microtubos 0,2ml PCR ó 16 microtubos 0,2ml PCR
- Con adaptadores para microtubos de 0,5 ml
- Compartimento para rotor de tiras y adaptadores de microtubos
- Velocidad 6000 rpm
- 2000 g



Capacidad máxima	8 microtubos de 1,5/2ml ó 16 microtubos PCR de 0,2 ml
Velocidad (rpm)	6000
Aceleración del RCF (g)	2000
Número de rotores	2 incluídos
L x p x al (mm)	114 x 149 x 114
Potencia	100 a 240 V, 50-60 Hz

Ref.	Descripción	€
062500	Centrífuga MyFuge tapa transparente	**NC -**
062501	Centrífuga MyFuge tapa azul	**NC -**
062502	Centrífuga MyFuge tapa violeta	**NC -**
062503	Centrífuga MyFuge tapa verde	**NC -**
062504	Centrífuga MyFuge tapa roja	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB