Microcentrífuga ClearLine® para placas PCR

- El diseño único del rotor libre evita las salpicaduras
- Diseño compacto
- Acepta todo tipo de placas PCR, microplacas y placas Deepwell (con rotor opcional)
- Garantía: 5 años

Velocidad (rpm)	2100
Aceleración del RCF (g)	400
Capacidad	2 placas PCR * o 2 microplacas o 192 tubos PCR 0,2 ml o 24 tiras de 8 tubos
Desaceleración (s)	7
Dimensiones (anx Lx al) (mm)	230 x 260 x 197
Peso (kg)	4
Potencia	230 V, 50 Hz
Ref.	**062583CL**
€	**NC -**

* Capacidad máxima de 4 placas apiladas (con rotor deepwell opcional)



Antes y después del centrifugado



Durante la centrifugación



Adaptador y rotor

Ref.	Descripción	€
062584	Adaptador para tubos PCR de 0,2 ml (2 uni.)	**NC -**
062585	Rotor para placas Deepwell (altura máxima 35 mm)	**NC -**

Micro-centrífuga para placas, tiras y tubos

- Concentra las gotas y la condensación en el fondo del tubo
- Para placas estándar con o sin faldón
- Permite también centrifugar las tiras de 8 x 0,2 ml y tubos de 0,2 ml (adaptadores incluídos)
- Se utiliza antes y después de la amplificación PCR

Modelo	MPC-P25
Capacidad	2 placas PCR, 2 placas Elisa, 2 x 12 tiras 8 x 0,2ml ó 2 x 96 tubos 0,2 ml
Velocidad máx. (rpm)	2200
Fuerza centrífuga máx. (g)	480
Temporizador	0 - 10 min
Dim. (an x pr x al) (mm)	290 x 360 x 140
Peso (kg)	3,6
Alimentación	220 V, 50/60 Hz
Ref.	**531509**
€	**NC -**



MPC-P25

Centrífuga para microplacas

- Motor silencioso
- Rotores desmontables para facilitar la limpieza

Capacidad	2 microplacas formato SBS, o 2 placas PCR 96 pocillos con faldón, semi faldón*, o sin faldón*, o 2 placas PCR 384 pocillos con faldón o, 2 x 96 tubos PCR* o tiras*
Velocidad (rpm)	2200
Aceleración del RCF (g)	480
Temporizador	0 - 10 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	290 x 360 x 140
Peso (kg)	3,6
Alimentación	200-240V, 50-60Hz
Ref.	**523320**
€	**NC -**

* con adaptadores (incluidos)



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB