Centrífugas vortex Combi-Spin y Multi-Spin


Combi-Spin


Multi-Spin

Incluyen un rotor para 12 tubos 1,5/2 ml, y un rotor para 12 tubos 0,5 ml y 12 tubos 0,2 ml

Combi-Spin

- Se puede utilizar el vórtex durante la centrifugación, gracias al cabezal agitador que sobresale de la tapa

Multi-Spin

- Para la agitación simultánea de varios tubos
- Fases alternas de agitación y centrifugación, hasta 999 ciclos

Modelo	Combi-Spin	Multi-Spin
Velocidad (rpm)	2800	1000 a 6000
Aceleración del RCF (g)	700	2350
Temporizador centrífuga	-	1 seg a 30 min
Temporizador de vórtex	-	1 a 20 seg
Pantalla	-	Digital
Control	Teclas giratorias	Táctil
Tecla de pulso	Sí	-
Temperatura admisible	4 a 40 °C	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	193 x 235 x 125	
Peso (kg)	1,7	2,5
Ref. (con rotor)	**144218B**	**144782B**
€	**NC -**	**NC -**

Rotores

Ref.	Descripción	€
144220B	Rotor para 8 tubos 1,5 ml u 8 tubos 0,5 ml	**NC -**
144221B	Rotor para 6 tubos 1,5 ml, 6 tubos 0,5 ml ó 6 tubos 0,2 ml	**NC -**
144222B	Rotor para 2 tiras de tubos 0,2 ml	**NC -**
144819	Rotor para 32 tubos 0,2 ml ó 4 tiras	**NC -**

Microcentrífuga de alta velocidad MC-12



Capacidad	12 microtubos 1,5 ó 2 ml
Velocidad (rpm)	15500
Aceleración del RCF (g)	16100
Tiempo de aceleración	10 s
Tiempo de deceleración	12 s
Temporizador	20 s - 99 min
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	270 x 220 x 150
Peso (kg)	4,8
Alimentación	100-240V ; 50-60Hz ; 300W
Ref.	**062613**
€	**NC -**

Adaptadores

Ref.	Descripción	€
060974	Microtubos 0,5 ml	**NC -**
060975	Microtubos 0,2 ml	**NC -**

Microcentrífugas para tubos 15 ml



- Para centrifugar hasta 8 tubos de 5 a 15 ml
- Pantalla digital con conversión automática rpm/rcf
- Bloqueo de tapa
- Diseño para limitar el calentamiento del tubo
- Disponible en 2 versiones en función de la velocidad máxima de centrifugación (3500 ó 5000 rpm (1500 ó 3070 g)
- Adaptadores para microtubos de 5 ml y adaptadores para tubos de cultivo y extracción de sangre de 5 y 7 ml disponibles opcionalmente

Modelo	LC-8	LC-8 Plus
Velocidad (rpm)	400 - 3500 (1500 g)	400 - 5000 (3070 g)
Capacidad	8 x 15 ml	
Aceleración / desaceleración	9 seg / 25 seg	19 seg / 39 seg
Incrementos	100 rpm	
Temporizador	20 segundos a 99 minutos	
Función pulso	Sí	
Dimensiones (cm) (an x p x al)	29,5 x 36,5 x 21	
Peso (kg)	6,8	
Ref.	**062759**	**062760**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
062761	Adaptadores para tubos de extracción de sangre de 5 y 7 ml y tubo de cultivo (tubos de 12 - 13 mm de 2, 5 ó 7 ml)	8	**NC -**
062626	Adaptadores para microtubo 5 ml	4	**NC -**