Microcentrífugas 5420 Eppendorf

Para aplicaciones rutinarias en biología molecular, purificación de ADN o ARN, extracción de ADN y reacción PCR.

- Compactas y ventiladas
- Cierre ergonómico de la tapa "Soft-Touch"
- Apertura automática de la tapa al final del ciclo
- Disponibles en versión eu IVD o GLP
- Disponibles con o sin rotor
- Rotor para 32 tubos 0,2 ml, opcional

Aceleración	21300 x g
Velocidad máxi.	15 060 rpm
Tiempo de aceleración	15 s
Tiempo de deceleración	15 s
Ventilada	Sí
Temporizador	De 10 s a 9:59 h, en funcionamiento continuo
Nivel acústico	56 db(A)
Dimensiones an x pr x al (cm):	24 x 35 x 22
Peso	13 kg
Alimentación	230 V, 50 – 60 Hz
	GLP
5420 con rotor 24 x 2	**934345**
€	**NC -**
5420 sin rotor	**934347**
€	**NC -**



Accesorio

Ref.	Descripción	€
934349	Rotor F-32 x 0,2 - PCR	**NC -**

Centrífugas Eppendorf 5425 y 5425R

- Centrífugas perfectas para todas las aplicaciones modernas de biología molecular en tubos PCR de 0,2 a 5 ml
- 6 rotores disponibles
- Un rotor para 10 tubos de 5 ml
- Tapas Eppendorf QuickLock® anti-aerosoles para una manipulación segura y sencilla
- 3 programas
- Se entrega con o sin rotor estándar
- Muy silenciosas, incluso sin tapa de rotor
- Compacta, ergonómica y muy fácil de usar
- Funciones «Short spin»
- Unicamente para el modelo 5425R:
  - Funciones «Fast temp» para alcanzar la temperatura programada en menos de 8 minutos
  - Mantenimiento garantizado de 4°C a velocidad máxima
- 2 versiones :
  - GLP: General Lap Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)



Modelo	5425		5425R	
Volumen máximo del tubo	5 ml		5 ml	
Aceleración RCF (x g)	21300		21300	
Temperatura	-10 °C a +40 °C			
Número de rotores a elegir	6			
Pantalla	Digital, gran pantalla LCD bien iluminada			
L x p x al (mm)	240 x 390 x 240		290 x 480 x 260	
Peso (kg)	15,6		21	
Tipo de teclado	Teclas giratorias	Teclado	Teclas giratorias	Teclado
Centrífuga GLP sin rotor	**934178**	**934174**	**934550**	**934546**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Centrífuga GLP con rotor FA-24x2	**934176**	**934172**	**934548**	**934544**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Centrífuga IVD sin rotor	**934177**	**934173**	**934549**	**934545**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Centrífuga IVD con rotor FA-24x2	**-**	**934171**	**934547**	**934543**
€	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios para la centrífuga 5425

Ref.	Descripción	€
934179	Rotor anti-aerosoles FA-24x2 para 24 microtubos 1,5/2 ml	**NC -**
934180	Rotor anti-aerosoles con revestimiento de PTFE FA-24x2 para 24 microtubos de 1,5/2 ml	**NC -**
934181	Rotor FA-10x5 para 10 tubos de 5 ml con tapa anti-aerosoles	**NC -**
934182	Rotor FA-18x2-Kit para 18 microtubos de 1,5/2 ml o columnas con tapa	**NC -**
934183	Rotor F-32x0.2-PCR para 32 tubos PCR de 0,2 ml o 4 tiras PCR con tapa	**NC -**
934184	Rotor S-96x0.2-PCR para 96 tubos PCR de 0,2 ml o 12 tiras PCR	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB