Rotor libre A-4-38 para centrífugas 5702/5702R/5702RH

- RCF máx : 3 000 x g (4 400 rpm)

Para adaptar 2 tipos de contenedores:

- 4 contenedores cilíndricos de 85 ml, con cierre hermético a los anti-aerosoles - para tubos de 1,5 ml a 85 ml - aceleración máx. 3000 xg
- 4 contenedores rectangulares de 100 ml - para tubos de vidrio de 5 ml a 25 ml - aceleración máx. 3000 xg
- No se permiten las cargas mixtas

Ref.	Descripción	€
033717	Rotor A-4-38 con 4 contenedores cilíndricos de 85 ml	NC -
033718	Rotor A-4-38 sin contenedor	NC -
033719	Vaina cilíndrica 85 ml (4 uni.)	NC -
033730	Tapón estanco a los anti-aerosoles para contenedores cilíndricos (2 uni.)	NC -
033731	Contenedor rectangular 100 ml (4 uni.)	NC -



Adaptadores para contenedores de rotor A-4-38 (2 uni.)

Ref.	Volumen tubo (ml)	ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/ por rotor	€ 2 unid.
	Adaptadores para contenedores cilíndricos			
033955	1,5 - 2	11	4/16	NC -
033729	1,1 - 1,4	8,5	5/20	NC -
033720	2 – 7	12,5	5/20	NC -
033727	2,6 – 7	13,5	4/16	NC -
033728	4 – 10	16	4/16	NC -
033721	9 – 15	17,5	4/16	NC -
033724	15 (tipo Falcon)	17,2	1/4	NC -
033725	15 (tipo Falcon)	17,2	2/8	NC -
033722	25	25	1/4	NC -
033726	50 (tipo Falcon)	30	1/4	NC -
033723	85	38	1/4	NC -
	Adaptadores para contenedores rectangulares			
033732	5 - 7	13	10/40	NC -
033733	9	14,5	8/32	NC -
033734	15	17,5	6/24	NC -
033735	20	22	4/16	NC -
033736	25	25	4/16	NC -

Rotores para tubos 15 ml, para centrífugas 5702/5702R/5702RH

- Rotor angular F-35-30-17 para 30 tubos de 15 ml
- RCF máx : 2 750 x g (4 400 rpm)
- Cada rotor se suministra con tomas de acero, adaptadores para tubos Falcon de 15 ml y alfombrillas de goma para tubos 15 ml de fondo redondo

Ref.	Nº de boquillas	Nº de adaptadores Falcon	Nº de alfombrillas	€
033737	30	20	30	NC -
033738	10	10	10	NC -



Piezas de recambio para el rotor F-35-30-17

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
033739	Boquillas de acero de recambio	NC -
033740	Adaptadores para tubo 15 ml (tipo Falcon) de recambio	NC -
033744	Almohadillas de recambio para tubo de vidrio de 15 ml	NC -

Rotor libre A-8-17 para 8 tubos de 15 ml

- RCF máx : 2 800 x g (4 400 rpm)
- Se suministra sin adaptadores ni almohadillas

Ref.	Descripción	€
033741	Rotor A-8-17, 8 boquilas de acero, sin adaptadores ni almohadillas, 2 800 xg max	NC -



Piezas de recambio para el rotor libre A-8-17

Ref.	Descripción	€ 8 unid.
033743	Adaptadores para tubo 15 ml tipo Falcon	NC -
033742	Almohadillas de recambio para tubo de vidrio de 15 ml	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB