Centrífugas de sobremesa multifunción Eppendorf 5804, 5804R, 5810 y 5810R



Centrífugas muy versátiles para centrifugar tubos y viales de 0,2 ml a 750 ml, así como placas, frascos de cultivo y portaobjetos de microscopio.

- 5804 y 5804R (refrigerado) para centrifugar hasta 1 l de muestras; 5810 y 5810R (refrigerado) para centrifugar hasta 3 l de muestras
- Uso ergonómico, cómodo y simple: una tecla para cada función base
- Viualización de la velocidad indicada en rpm o x g
- Posibilidad de elegir el radio de centrifugado para mayor precisión
- Función "At set rpm" para arrancar el temporizador de la velocidad de ajuste alcanzado para conseguir duraciones de centrifugación reproducibles
- Rampas de aceleración y frenado ajustables independientemente (10 niveles cada una)
- Interruptor de parada de emergencia en la parte frontal de la unidad
- Reconocimiento automático del rotor
- Detector automático de desequilibrio
- Tapa de centrífuga con cierre asistido
- Garantía: 3 años
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)

Funciones adicionales de los modelos R

- Funciones "Fast temp" para alcanzar rápidamente la temperatura de ajuste
- Mantenimiento de 4 °C garantizada a velocidad máxima
- Refrigeración continua para conservar las muestras al final de la centrifugación

Modelo	5804	5804R	5810	5810R
Velocidad máx.	de 10 a 14 000 rpm según rotor			
Aceleración máxi.	de 10 a 20 913 x g según rotor			
Rango de temperatura	- 9 a 40 °C			- 9 a 40 °C
No. de programas	35			
Duración programable	De 1 a 99 minutos, funcionamiento continuo			
Tiempo de aceleración	15 s			
Tiempo de deceleración	14 s			
Nivel de ruido máx.	‹ 67 dB(A)	‹ 58 dB(A)	‹ 65 dB(A)	‹ 59 dB(A)
Dim. L x P x Al cm	47 x 55 x 34	64 x 55 x 34	54 x 61 x 35	70 x 61 x 35
Peso sin rotor (kg)	55	80 kg	68 kg	99 kg
Ref. GLP	**934142**	**934145**	**934148**	**934153**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. IVD	**033226**	**033227**	**033262**	**033263**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Rotores compatibles

Modelo	5804 / 5804R	5810/5810R
Número total de rotores	12 rotores	16 rotores
FA-45-48-11 / FA-45-30-11 / F-45-30-11	x	x
T-60-11 / F45-48-PCR / FA-45-20-17	x	x
F-35-48-17 / F-34-6-38 / FA-45-6-30	x	x
A-2-DWP	x	x
A2-DWP-AT		x
S-4-72 / A-4-44	x	x
S-4-104 / A- 4-81 / A-4-62		x

Paquetes de rotores y centrífugas

Cada pack incluye:

+ Una centrífuga
+ Un rotor libre
+ 4 juegos de adaptadores de 2 tamaños diferentes (capacidad y tipo especificados entre paréntesis), ya sea para tubos de tipo Falcon 15 y 50 ml, o para tubos de extracción de sangre Ø 13 mm ó 16 mm

Descripción	Ref. GLP	€	Ref. IVD	€
5804 + rotor A-4-44 + adaptadores (16 x 15 ml / 4 x 50 ml)	**934143**	**NC -**	**035348**	**NC -**
5804R + rotor A-4-44 + adaptadores (16 x 15 ml / 4 x 50 ml)	**934146**	**NC -**	**035349**	**NC -**
5804 + rotor S-4-72 + adaptadores (32 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934144**	**NC -**	**035755**	**NC -**
5804R + rotor S-4-72 + adaptadores (32 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934147**	**NC -**	**035756**	**NC -**
5810 + rotor A-4-62 + adaptadores (36 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934149**	**NC -**	**035350**	**NC -**
5810R + rotor A-4-62 + adaptadores (36 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934154**	**NC -**	**035351**	**NC -**
5810 + rotor A-4-81 + adaptadores (48 x 15 ml / 20 x 50 ml)	**934150**	**NC -**	**035352**	**NC -**
5810R + rotor A-4-81 + adaptadores (48 x 15 ml / 20 x 50 ml)	**934155**	**NC -**	**035353**	**NC -**
5810 + rotor S-4-104 + adaptadores (56 x 15 ml / 28 x 50 ml)	**934151**	**NC -**	**035757**	**NC -**
5810R + rotor S-4-104 + adaptadores (56 x 15 ml / 28 x 50 ml)	**934156**	**NC -**	**035758**	**NC -**
5810 + rotor S-4-104 + adaptadores (92 x 13 mm / 80 x 16 mm)	**934152**	**NC -**	**933057**	**NC -**
5810R + rotor S-4-104 + adaptadores (92 x 13 mm / 80 x 16 mm)	**934157**	**NC -**	**933058**	**NC -**