Rotor angular FA-45-20-17 para 20 tubos Eppendorf de 5 ml para centrífugas 5804/R y 5810/R

- RCF máx : 20 913 x g (13 1000 rpm)
- Tapa anti-aerosoles Quick Lock, de cierre rápido
- Adaptadores específicos para otros tipos de tubos
- Actualización de software necesaria

Ref.	Descripción	€
035786	Rotor FA-45-20-17 para 20 Eppendorf 5 ml	NC -



Adaptadores

Ref.	Tipo de tubo	Dim. tubo	Ø adaptador (mm)	Unid./ caja	€/ caja
035788	Microtubo	1,5 a 2 ml	-	4	NC -
035789	Criotubos	13 mm	-	4	NC -
035790	Viales HPLC	12 x 32 mm	-	4	NC -

Rotor angular anti-aerosoles FA-45-6-30 para 6 tubos 15/50 ml para centrífugas 5804/R y 5810/R

Ref.	Descripción	€
035689	Rotor FA-45-6-30, con tapa anti-aerosoles	NC -

- Para 6 tubos Falcon® 15/50 ml u otros tubos de hasta 50 ml
- Tapa anti-aerosoles QuickLock™ de cierre rápido
- RCF máx. : 16 639 g (11 000 rpm)
- Con la centrífuga 5810R : RCF máx. 20 130 g (12 100 rpm)
- Los tubos están inclinados a 45° para garantizar que los tapones queden compactos en el fondo del tubo sin dejar estrías en la pared
- Diseño ligero para facilitar su manejo (3,2 kg, tapa incluida)



Adaptadores para tubos varios

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/ por rotor	Unid./ caja	€/ caja
035772	2,6 - 5	13	1/6	2	NC -
035771	8 - 14	13	1/6	2	NC -
035774	5,5 - 10	16	1/6	2	NC -
035773	7,5 - 12	16	1/6	2	NC -
933022	5 (Eppendorf)	17	1/6	2	NC -
035775	7 - 17	17,5	1/6	2	NC -
035690	15 (tipo Falcon)	17	1/6	2	NC -
035696	15 - 18	18	1/6	2	NC -
035697	20 - 30	26	1/6	2	NC -
035698	35	29	1/6	2	NC -

Rotor angular F-35-48-17 para tubos 15 ml tipo Falcon para centrífugas 5804/R y 5810/R

- RCF máx : 5050 g (5500 rpm)
- Actualización de software necesaria

Ref.	Descripción	€
035791	Rotor F-35-48-17 para 24 tubos 15 ml	NC -
035792	Rotor F-35-48-17 para 48 tubos 15 ml	NC -



Rotor angular 6 x 85 ml F34-6-38 - para centrífugas 5804/R y 5810/R

- RCF máx : 15 500 x g (11 000 rpm)
- Con la 5810R , RCF max : 18 500 xg (12 000 rpm)

Ref.	Descripción	€
033245	Rotor 6 x 85 ml con tapa	NC -



Adaptadores para tubos varios

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/por rotor	Unid./ caja	€/ caja
033246	1,5 - 2	11	4/24	2	NC -
933059	2,6 - 5	13	3/18	2	NC -
933060	4 - 8	13	3/18	2	NC -
033247	4 - 10	16	2/12	2	NC -
933021	5 (Eppendorf)	17	1/6	2	NC -
033251	15 (tipo Falcon)	17	1/6	2	NC -
033248	15 - 18	18	1/6	2	NC -
033249	20 - 30	26	1/6	2	NC -
033250	50 (tipo Nalgene)	31	1/6	2	NC -
033252	50 (tipo Falcon)	31	1/6	2	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB