Rotor 4 x 100 ml A-4-44 para tubos y viales - para centrífugas 5804 y 5804R

Ref.	Descripción	€
033228	Rotor libre A-4-44, con 4 contenedores rectangulaires de 100 ml	NC -
033229	Tapones antiaerosol para contenedor rectangular 100 ml (2)	NC -
033244	Contenedores especiales para rotor A-4-44 para 2 tubos Falcon de 50 ml (4 uni.)	NC -
033980	Rotor libre A-4-44, con 4 contenedores para 2 tubos tipo Falcon 50 ml	NC -
033714	Contenedores rectangulares de 100 ml para rotor A-4-44 (4 uni.)	NC -

Adaptadores para contenedores rectangulares de 100 ml

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/ por rotor	Unid./ caja	€/ caja
033230	1,5 - 2	11	12/48	2	NC -
033231	1,2 - 5	11	14/56	2	NC -
033232	1,8 - 7	13	9/36	2	NC -
033233	3 - 15	16	7/28	2	NC -
033235	15 (tipo Falcon) y 5 (Eppendorf)	17	4/16	2	NC -
033234*	15 (tipo Falcon)	17	2/8	2	NC -
033236	7 - 17	17,5	6/24	2	NC -
033237	7 - 18	20	4/16	2	NC -
033238	18 - 30	26	2/8	2	NC -
033239	30 - 50 y 50 faldón (tipo Falcon)	31	1/4	2	NC -
033242	50 (tipo Falcon)	31	1/4	2	NC -
033241*	50 (tipo Falcon)	31	1/4	2	NC -
033240	50 - 75	35	1/4	2	NC -
033243	80 - 120	45	1/4	2	NC -

* permite el uso de tapones anti-aerosoles.

- RCF máx : 4 500 x g (5 000 rpm)
- Disponible en pack con centrífugas 5804 y 5804R
- Cápsulas anti-aerosoles disponibles



Nota : el rotor A-4-44 puede equiparse con 4 contenedores de 100 ml o 4 contenedores para tubos Falcon de 50 ml. Las centrifugaciones con el rotor equipado con 2 tipos de contenedor no están autorizadas.

Astucia
Véase también: adaptadores para contenedores placas

Rotor libre 4 x 250 ml A-4-62 para tubos, viales y placas para centrífugas 5810 y 5810R

- RCF máx : 3 220 x g (4 000 rpm) con los contenedores redondos y 2 750 x g (4 000 rpm) con los contenedores placas
- Rotor con 4 contenedores 250 ml disponible en pack con las centrífugas 5810 y 5810R
- Tapones anti-aerosoles disponibles para los contenedores rectangulares

Ref.	Descripción	€
033264	Rotor libre A-4-62, con 4 contenedores rectangulaires de 250 ml	NC -
033265	Tapones anti-aerosoles para contenedorrectangular 250 ml (2 uni.)	NC -
033280	Rotor libre A-4-62-MTP, con 4 contenedores MTP para placas	NC -
033713	Contenedores rectangulares de 250 ml de recambio (4 uni.)	NC -
033281	Contenedores MTP para placas para rotor A-4-62 (4 uni.)	NC -

Nota : el rotor A-4-62 puede equiparse con 4 contenedores de 100 ml o 4 contenedores para placas. La centrifugación con el rotor equipado con los 2 tipos de contenedores no está autorizada.

Adaptadores para contenedores rectangulares de 250 ml

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/por rotor	Unid. de env.	€
033267	1,5-2	11	16/64	2	NC -
033266	1,2 - 5	11	25/100	2	NC -
033268	1,8 - 7	13	15/60	2	NC -
033269	4 - 10	16	12/48	2	NC -
033271	7 - 17	17,5	12/48	2	NC -
033270	15 (tipo Falcon) y 5 (Eppendorf)	17	9/36	2	NC -
033272	7 - 18	20	8/32	2	NC -
033273	18 - 30	26	4/16	2	NC -
033274	30 - 50	31	4/16	2	NC -
033275	50 (tipo Falcon)	31	4/16	2	NC -
033277	50 (tipo Falcon)*	31	3/12	2	NC -
033276	50 - 75	35	2/8	2	NC -
033278	80 - 120	45	1/4	2	NC -
033279	175 - 225 (cónico) / plano 180 - 250 (plano)	62	1/4	2	NC -

* permite el uso de tapones anti-aerosoles.

Rotor anti-aerosoles para placas A-2-DWP-AT

Ref.	Descripción	€
035693	Rotor A-2-DWP-AT para placa deepwell con tapa	NC -



Adaptadores para contenedores placas

Para todos los contenedores para placa de rotores libres Eppendorf (a menos que se indique lo contrario) : A2-DWP, A-2-DWP-AT, S-4-104, A-4-81 y A-4-62

Ref.	Tipo de consumible	Ø tubo (mm)	Nº por contenedor	Unid. de env.	€
033885	Microtubos 0,5 ml*	8 mm	24	2	NC -
033886	Microtubos 1,5 -2 ml*	11 mm	24	2	NC -
033890	Portaobjetos	13 mm	12	2	NC -
033889	Placas PCR 96 pocillos	-	1	2	NC -
033888	Placas PCR 384 p	-	1	2	NC -
033887	Frasco de cultivo celular**	-	1	2	NC -

* Sólo para rotor S-4-104, A-4-81 con contenedores placas y A-2-DWP
** Sólo para rotor S-4-104, A-4-81 con contenedores placas

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB