Rotor 4 x 250 ml S-4-72 para tubos y viales - para centrífugas 5804 y 5804R



- RCF máx : 3 234 x g (4 200 rpm)
- Disponible en pack con centrífugas 5804 y 5804R
- Actualización de software necesaria

Ref.	Descripción	€
035759	Rotor libre S-4-72, avec 4 contenedores redondos de 250 ml	NC -

Adaptadores para contenedores redondos de 250 ml

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/ por rotor	Unid./ caja	€/ caja
035769	1,5 - 2	11	26/104	2	NC -
035765	2,6 - 8	13	14/56	2	NC -
035766	5,5 - 12	16	13/52	2	NC -
035767	7 - 17	17,5	12/48	2	NC -
035768	5 (tipo Eppendorf)	17	8/32	2	NC -
035761	15 (tipo Falcon)	17	8/32	2	NC -
035762	50 (tipo Falcon)	31	4/16	2	NC -
035763	50 con faldón (tipo Falcon)	31	2/8	2	NC -
035764	175 - 225 (cónico) / plano 250 (plano)	62	1/4	2	NC -

Rotor libre 4 x 500 ml A-4-81 para tubos, viales y placas - para centrífugas 5810 y 5810R



- RCF máx : 3.220 x g (4.000 rpm) con contenedores redondos y 2.900 x g (4.000 rpm) con contenedores placas
- Rotor con 4 contenedores 500 ml disponible en pack con las centrífugas 5810 y 5810R
- Tapones anti-aerosoles disponibles para los contenedores rectangulares
- Posibilidad de carga mixta de placas y tubos al mismo tiempo

Ref.	Descripción	€
033701	Rotor libre A-4-81, con 4 contenedores rectangulaires de 500 ml	NC -
033710	Tapones anti-aerosoles para contenedor rectangular 500 ml (2 uni.)	NC -
033431	Rotor libre A-4-81-MTP/Flex, con 4 contenedores MTP/Flex para placas	NC -
033882	Rotor libre A-4-81, sin tenedores	NC -
033702	Contenedores rectangulares de 500 ml de recambio (4 uni.)	NC -
035692	Contenedores especiales para 7 tubos de fondo cónico 50 ml (4 uni.)	NC -
033883	Contenedores MTP/Flex para microplacas (4 uni.)	NC -
033884	Contenedores MTP/Flex para microplacas (2 uni.)	NC -

Adaptadores para contenedores rectangulares de 500 ml

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/por rotor	Unid./ caja	€/ caja
035688	1,5 - 2	11	20/80	2	NC -
933065	1,2 - 5	11	20/80	2	NC -
033705	1,8 - 7	13	25/100	2	NC -
035704	2,6 - 7	13	18/72	2	NC -
933207	4 - 10	16	16/64	2	NC -
033706	7 - 17	17,5	16/64	2	NC -
033707	15 (tipo Falcon) y 5 (Eppendorf)	17	12/48	2	NC -
033708	50 (tipo Falcon)	31	5/20	2	NC -
033987	50 con faldón (tipo Falcon) y Centriprep	31	5/20	2	NC -
033350	175 - 225 (cónico) / plao 250 (plano)	61	1/4	2	NC -
033709	400 (Eppendorf)	81	1/4	2	NC -

Otros accesorios para A-4-81

Ref.	Descripción	€
033712	Frascos redondos 400 ml de polipropileno, cuello ancho (2 uni.)	NC -
035699	Frascos cuadrados 500 ml de polipropileno, cuello ancho (2 uni.)	NC -
035691	Insertos para contenedores especiales 7 x 50 ml para 1 tubo 15 ml Falcon (7 uni.)	NC -

Astucia
Véase también: adaptadores para contenedores placas página 1611