Rotor libre 4 x 750 ml S-4-104 para tubos, viales y placas - para centrífugas 5810 y 5810R

- RCF máx : 2.568 x g (3.900 rpm) con contenedores redondos y 2.619 x g (3.900 rpm) con contenedores placas
- Rotor con 4 contenedores 750 ml, disponible en pack con las centrífugas 5810 y 5810R
- Tapones anti-aerosoles disponibles para contenedores redondos y para contenedores placas
- Posibilidad de carga mixta de placas y tubos al mismo tiempo
- Actualización de software necesaria

Ref.	Descripción	€
035776	Rotor libre S-4-104, con 4 contenedores redondos de 750 ml	NC -
035781	Tapones anti-aerosoles para contenedores redondos de 750 ml (2 uni.)	NC -
035783	Rotor libre S-4-104, con 4 contenedores DWP para placas	NC -
035782	Tapas anti-aerosoles para contenedores DWP (rotor S-4-104) (2 uni.)	NC -
933062	Rotor libre S-4-104, sin tenedores	NC -
035777	Contenedores redondos de 750 ml para rotor S-4-104 (4 uni.)	NC -
035778	Contenedores redondos de 750 ml para rotor S-4-104 (2 uni.)	NC -
035779	Contenedores DWP para placas para rotor S-4-104 (4 uni.)	NC -
035780	Contenedores DWP para placas para rotor S-4-104 (2 uni.)	NC -



Rotor libre S-4-104



Rotor libre S-4-104,
con 4 contenedores DWP para placas

Adaptadores para contenedores redondos de 750 ml

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/por rotor	Unid./ caja	€/ caja
035799	1,5 - 2	11	50/200	2	NC -
035797	2,6 - 8	13	23/92	2	NC -
035796	5,5 - 12	16	20/80	2	NC -
035802	7 - 17	17,5	20/80	2	NC -
035798	5 (Eppendorf)	17	14/56	2	NC -
035795	15 (tipo Falcon)	17	14/56	2	NC -
035794	50 (tipo Falcon)	31	7/28	2	NC -
035793	50 con faldón (tipo Falcon)	31	5/20	2	NC -
035801	175-225 (cónico) / plano 250 (plano)	62	1/4	2	NC -
933030	500 (Eppendorf)	98	1/4	2	NC -
035803	750 (Eppendorf)	104	1/4	2	NC -



Rotor libre S-4-104
con 4 contenedores
redondos de 750 ml

Otros accesorios para S-4-104

Ref.	Descripción	€
035699	Frasco cuadrado 500 ml de polipropileno, cuello ancho (2 uni.)	NC -
035770	Frasco redondo 750 ml de polipropileno cuello ancho (2 uni.)	NC -



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB