Centrífugas de sobremesa 5910Ri



- Refrigerada, temperatura de -11 °C a +40 °C
- Pantalla táctil
- Funciones favoritas disponibles en la pantalla de inicio
- Rotor de contenedores de 1000 ml de volumen
- Volumen del rotor angular 250 ml
- Menos ruido para un mejor ambiente de trabajo
- Identificación automática del rotor
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)

RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	22132	
RCF máximo con rotor de bandejas (g)	5263	
Velocidad (rpm)	10 - 14000	
Pendiente de aceleración y frenado	10/10	
Número de programas	99	
Temporizador	10 seg. a 99h59min, continuo	
Nivel de ruido (dB(A))	Rotor fijo FA-6x50 ‹ 59	
Peso (kg)	109	
Dimensiones (anx prx al) (cm)	72 x 68 x 37	
Alimentación	230 V, 50-60 Hz	
Descripción	Ref. GLP	Ref. IVD
5910Ri sin rotor	**934584**	**934585**
€	**NC -**	**NC -**
5910Ri con rotor S-4x750, 4 contenedores redondos y adaptadores para tubos 5, 15 y 50 ml	**934591**	**934590**
€	**NC -**	**NC -**
5910Ri con rotor S-4xUniversal , 4 contenedores universales y adaptadores para tubos 5, 15 y 50 ml y placas	**934582**	**934589**
€	**NC -**	**NC -**
5910Ri con rotor S-4xUniversal , 4 adaptadores universales y adaptadores para tubos 5, 15 y 50 ml, botellas 175-250 ml y placas	-	**934588**
€	-	**NC -**
5910Ri GLP con rotor S-4x Universal, 4 adaptadores universales y adaptadores para tubos 5, 15 y 50 ml, botellas 175-250 ml, 1000 ml y placas	**934592**	-
€	**NC -**	-
5910Ri con rotor FA-6x50 para 6 tubos 50 ml	**934586**	-
€	**NC -**	-

Rotor libre S-4x400 y adaptadores para centrífuga 5910 Ri



Adaptadores para contenedores S-4X400

Ref.	Vol. tubo (ml)	Ø fresado (mm)	Tubos por adaptador/por rotor	Unid./ caja	€/ caja
934100	1 frasco 175 - 250 ml	62	1/4	2	**NC -**
934098	15 tubos 4 - 8 ml	13	16/60	2	**NC -**
934105	17 tubos 12 x 75 mm	12	17/68	2	**NC -**
934102	26 tubos 1,5 ml/2 ml	11	26/104	2	**NC -**
934096	4 tubos 50 ml cónicos	29	4/16	2	**NC -**
934097	7 tubos Eppendorf 5 ml y 15 ml cónicos	17	7/28	2	**NC -**
934103	8 tubos 9 ml	17,5	8/32	2	**NC -**

Ref.	Descripción	€
934087	Rotor S-4x400 con 4 contenedores redondos	**NC -**
934095	Tapones de anti-aerosoles (2 uni.)	**NC -**