Packs especiales cultivo celular

Centrífugas Thermo Scientific™ Multifuge X4 Pro/ X4R Pro con ventilación y refrigeración

- Capacidad: 4 x 1000 ml
- programación de hasta 100 programas
- Moderno e intuitivo panel de control con pantalla táctil en color
- Tapa de cierre motorizado
- Sistema de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock
- Sistema de cierre estanco de cubos Thermo Scientific™ ClickSeal
- Diseño compacto
- GLP: General Lab Product, para investigación (sin diagnóstico humano)

Modelo GLP	Multifuge X4 Pro	Multifuge X4R Pro
RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	25830	25830
RCF máximo con rotor de bandejas (g)	7164	7164
Velocidad (rpm)	15200	15200
Pendiente de aceleración y frenado	9 / 10	9 / 10
Temporizador	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado
Nivel de ruido dB (A)	Rotor fijo FA-6x50 ‹ 58, Rotor angular S-4x750 ‹ 54	Rotor fijo FA-6x50 ‹ 58, Rotor angular S-4x750 ‹ 54
Ref.	**079706**	**079705**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
228551	Rotor TX-1000	**NC -**
228552	Juego de 4 contenedores para rotor TX-1000	**NC -**
228553	Juego de 4 tapas estancas para contenedores de rotor TX-1000	**NC -**
078743	Juego de 4 adaptadores BIOliner para tubos 10 x 50 ml cónico	**NC -**
228564	Juego de 4 adaptadores 24 x 15 ml cónico	**NC -**

Centrífugas Thermo Scientific™ Megafuge S T4 Plus /Megafuge ST4R Plus con ventilación y refrigeración

- Capacidad: 4 x 1000 ml
- Programación de hasta 6 programas
- Pantalla de control con botón giratorio
- Tapa de cierre motorizado
- Sistema de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock
- Sistema de cierre estanco de cubos Thermo Scientific™ ClickSeal
- Diseño compacto
- GLP: General Lab Product, para investigación (sin diagnóstico humano)

Modelo GLP	Megafuge ST4 Plus	Megafuge ST4R Plus
RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	25830	25830
RCF máximo con rotor de bandejas (g)	7164	7164
Velocidad (rpm)	15200	15200
Pendiente de aceleración y frenado	9 / 10	9 / 10
Temporizador	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado
Nivel de ruido dB (A)	-	-
Ref.	**079708**	**079707**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
228551	Rotor TX-1000	**NC -**
228552	Juego de 4 contenedores para rotor TX-1000	**NC -**
228553	Juego de 4 tapas estancas para contenedores de rotor TX-1000	**NC -**
078743	Juego de 4 adaptadores BIOliner para tubos 10 x 50 ml cónico	**NC -**
228564	Juego de 4 adaptadores 24 x 15 ml cónico	**NC -**
228556	Juego de 4 contenedores microplate/deepwell para rotor TX 1000	**NC -**

Centrífugas Thermo Scientific™ Multifuge X1 Pro/ X1R Pro con ventilación y refrigeración

- Capacidad: 4 x 400 ml
- Programación de hasta 100 programas
- Pantalla moderna táctil e intuitiva de color
- Tapa de cierre motorizado
- Sistema de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock
- Sistema de cierre estanco de cubos Thermo Scientific™ ClickSeal
- Diseño compacto
- GLP: General Lab Product, para la investigación (sin diagnóstico humano)

Modelo GLP	Multifuge X1 Pro	Multifuge X1R Pro
RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	25830	25830
RCF máximo con rotor de bandejas (g)	7164	7164
Velocidad (rpm)	15200	15200
Pendiente de aceleración y frenado	9 / 10	9 / 10
Temporizador	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado
Nivel de ruido dB (A)	-	-
Ref.	**079711**	**079709**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
078719B	Rotor TX-400	**NC -**
078725	Juego de 4 cubos redondos de 400 ml para rotor TX-400	**NC -**
078726	Juego de 4 tapones para cubos de rotor TX-400	**NC -**
078750	Juego de 4 adaptadores 4 x 50 ml cónico	**NC -**
078749	Juego de 4 adaptadores 9 x 15 ml cónico	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB