Microcentrífuga MIKRO 185 Hettich



- Microcentrífuga compacta
- Velocidad rpm (rpm-1): 200 - 14.000, ajustable en incrementos de 10 hasta 10.000 min-1, después en incrementos de 100
- Conforme IvD según la norma 98/79/EC
- Nivel de ruido ≤ 54 dB(A) con rotor 1252-A
- Botón "Pulse" para centrifugaciones cortas
- Fácil programación mediante teclado numérico
- Kits « Spin Column » (minipreps) también pueden utilizarse gracias al diseño especial del rotor 1213-A

Modelo	MIKRO 185	
Capacidad máxima	24 x 1,5/2ml	
RPM max (rpm-1)	14.000 min -1	
ACR máx. (g)	18845 g	
Duración	1 - 99 min : 59 s, ∞ funcionamiento continuo, ciclo corto (botón Pulse)	
Dim. An. x Pr. x Al.(mm)	261 x 353 x 228	
Peso (kg)	11	
Nivel acústico dB (A)	54	
Alimentación	200 – 240 V 1 / 50 – 60 Hz	
Rotor	Rotor angular 1226-A, 24 puestos 14 000 min-1 24 x 2 ml	Rotor angular 1213-A, 18 puestos para spin-column 14 000 min-1 18 x 2 ml
Características	Ref. pack con centrífuga rotor y tapa incluida	
Ref.	**472943**	**472948B**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
472743	Tapa para rotor Spin Column	**NC -**

Centrífugas MIKRO 200 y MIKRO 200 R Hettich



- Velocidad rpm (-1) : 500 - 15.000 min-1 , ajustable en pasos del 10
- ACR máx. : 21382
- Capacidad. máx : 30 x 2 ml
- Conforme IVD según la norma 98/79/EC
- Posibilidad de crear programas
- 9 rampas de aceleración y frenado
- Modelo 200 R : temperatura ajustable de -10 °C a +40 °C con función de preenfriamiento

Modelo	MIKRO 200	MIKRO 200R
Capacidad máxima	30 x 1,5 / 2,0 ml	
RPM max (rpm-1)	15,000 min-1	
ACR máx. (g)	21382	
Duración	1 - 99 min : 59 s, ∞ funcionamiento continuo, ciclo corto (botón Pulse)	1 - 99 min: 59 s, ∞ funcionamiento continuo, ciclo corto (botón Pulse)
Dim. An. x Pr. x Al.(mm)	275 x 344 x 260	281 x 553 x 260
Peso (kg)	11,5	28
Rango de temperatura	-	- 10 a + 40 °C
Nivel acústico dB (A)	59	54
Alimentación	200 – 240 V 1 ~/ 50 – 60 Hz	

Rotor incluido	Rotor angular, 24 posiciones 15 000 min-1 24 x 2 ml	Rotor angular, 30 posiciones 15 000 min-1 30 x 2 ml	Rotor angular, 24 posiciones para spin-column 15 000 min-1 24 x 2 ml
Ref. : pack con centrífuga ventilada MIKRO 200, rotor y tapa	**472944**	**472945**	**472949**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. : pack con centrífuga refrigerada MIKRO 200R, rotor y tapa	**472946**	**472947**	**472950**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**