Pequeñas centrífugas de escritorio EBA 280 / 280 S

- Pequeña centrífuga de alto rendimiento
- Uso múltiple, especialmente en el dominio de microlitros
- Amplia gama de rotores (se piden por separado)

Modelo	EBA 280	EBA 280 S
Capacidad máxima	6 x 50 ml	
Velocidad (rpm)	6000	
Aceleración del RCF (g)	4146	5071
Temporizador	99 min 59 seg	
Número de rotores	6 - no incluidos	
Pantalla	Digital	
Número de programas	0	
L x p x al (mm)	326 x 389 x 242	
Peso (kg)	11	
Ref (sin rotor)	**472719**	**472720**
€	**NC -**	**NC -**



Rotores

Modelo	1146	1148	1142	1133	1137	1139
Tipo	Angular	Libre	Libre	Angular	Angular	Angular
Capacidad máx.	6 x 15 ml	8 x 10 ml	12x 5 ml	12 x 7 ml	6 x 50 ml	12 x 15 ml
Velocidad máx. (rpm)	6000	5000	5000	5000	6000	6000
G máx.	5071	2991	2991	2879	4025	4146
Tapa	No	No	No	No	No	No
Ref.	**472721**	**472729**	**472732**	**472736**	**472734**	**472735**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Contenedores

Ref.	Para tubos de vol. (ml)	Para tubos de ø (mm)	Nº máx. de tubos/rotor	Modelo de rotor asociado	€
472723*	15	17	6	1146	**NC -**
472730	2,6 a 6	13	8	1148	**NC -**
472731	4 a 10	17	8	1148	**NC -**
472733	1,6 a 5	13	12	1142	**NC -**

* 6 uni.

Adaptadores

Ref.	Para tubos de vol. (ml)	Para tubos de ø (mm)	Nº máx. de tubos/rotor			€
			1146	1137	1139	
472726B*	0,5	11	6	-	12	**NC -**
472725*	1,6 a 5	13	6	-	-	**NC -**
472217	7	12	-	18	-	**NC -**
472220	15 (fondo redondo)	17	-	6	-	**NC -**
472218	25/30	26	-	6	-	**NC -**
472216	15 (cónico)	17	-	6	-	**NC -**
472221	50 (cónico)	29	-	3	-	**NC -**
472219	50 (fondo redondo)	29	-	6	-	**NC -**
472086	1,1 a 5	13	-	-	12	**NC -**
472088	4 a 7	13	-	-	12	**NC -**




Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB