Centrífuga de citología ROTOFIX 32 A



- Polivalente
- Indispensable para las tareas cotidianas de laboratorio
- Amplia gama de accesorios
- Evolutiva hacia la citología
- Rotores intercambiables para :
- tubos de fondo redondo de hasta 100 ml
- tubos cónicos hasta 50 ml
- 8 preparaciones citológicas máx.
- Cumple la Directiva 2017/746 sobre diagnóstico in vitro (de conformidad con el anexo IX)

Modelo	ROTOFIX 32 A
Capacidad máxima	4 x 100 ml o 32 x 15 ml
Velocidad (RPM)	6000
Aceleración del RCF (g)	4226
Temporizador	99 minutos
Número de rotores	12 no incluidos
Pantalla	Digital
Tipo de teclado	Táctil
L x p x al (mm)	366 x 430 x 257
Peso (kg)	23
Ref. sin rotor	472112
€	NC -

Rotor 1624

Modelo	 1624
Tipo	Libre
Número de contenedores o espacios	4 contenedores a agregar al rotor
Velocidad (RPM)	4000
Ref.	472213
€	NC -

Contenedores para el modelo 1624

Ref.	Descripción	€
472653	Contenedor cilíndrico para rotor 1624	NC -
472656	Tapa estanca para contenedor 472653	NC -


Soporte para tubos

Soportes para contenedores 472653** para rotor 1624

Ref.	Tipo de tubos	N° de tubos / soporte	Nº de tubos /rotor	€
472131	tubos de 1,5-2ml	5	20	NC -
472147	tubos de 1,6/7ml	5	20	NC -
472122	tubos de 15ml	4	16	NC -
472123	tubo de 25ml	1	1	NC -
472124	tubo de 50ml	1	1	NC -
472150	tubo de 85ml	1	1	NC -
472044	inserto tubo 100ml diámetro 44mm	1	1	NC -
472130	tubos de 4/10ml	4	16	NC -
472920	tubos 5 ml	3	15	NC -
472129	tubo cónico 15ml tipo Falcon	1	1	NC -
472148	tubo cónico 50ml tipo Falcon	1	1	NC -
472130	tubos de 4/10ml	4	16	NC -
472403	tubo 30ml	1	1	NC -
472402	tubo de 50ml	1	1	NC -
472150	tubo de 85ml	1	1	NC -

**para una configuración funcional, prever un soporte para contenedor

Rotor 1619

Modelo	 1619
Tipo	Libre
Número de contenedores o espacios	Rotor equipado y entregado con 6 contenedores de 50 ml
Velocidad (RPM)	4000
Ref.	472210
€	NC -

Soporte para tubos

Soporte para contenedor de rotor 1619**		
Ref.	Descripción	€
472189	Soporte para tubo cónico de 15 ml, tipo Falcon	NC -

**para una configuración funcional, prever un soporte para contenedor

Rotor 1620A

Modelo	 1620A
Tipo	Angulada
Número de contenedores o espacios	6 x 94 ml a equipar con adaptadores en función de los tubos de centrifuga
Velocidad (RPM)	6000
Ref.	472211
€	NC -

Soporte para tubos

Soportes para rotor angular 1620A**		
Ref.	Descripción	€
472178	Soporte para 4 tubos de 1,5/2 ml	NC -
472180	Soporte para tubos de 9/15 ml	NC -
472869	Adaptador para tubo de 5 ml cónico para rotor 1620A	NC -
472191	Soporte para tubo cónico de 15 ml tipo Falcon	NC -
472183	Soporte para tubo cónico de 50 ml tipo Falcon	NC -
472225	Kit de 6 adaptadores para tubos cónicos de 50 ml	NC -
472177	Soporte para 2 tubos de 10 ml	NC -
472176	Soporte para tubo de 30 ml	NC -
472175	Soporte para tubo de 50 ml	NC -

**para una configuración funcional, prever un soporte para contenedor

Astucia

Encuentre contendores y adaptadores para contenedores en nuestra web!

+ productos en nuestras WEB