Centrífugas de escritorio ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF

Centrífugas ROTANTA 460 y ROTANTA 460 R

- Disponible en versión ventilada, o termostatada con refrigeración
- Información visualizada permanentemente en las rampas de aceleración y frenado
- Accesorios para aplicaciones especiales :
  - para bolsa de sangre
  - para preparaciones citológicas
  - para placas
  - para tubos para baño de cromo y tubos Schlenk
  - para Kit de filtración Qiagen

Modelo	ROTANTA 460 ventilada	ROTANTA 460 R refrigerada
Capacidad máxima	4 x 1000 ml	
Velocidad (RPM)	15000	
Aceleración del RCF (g)	24400	
Temperatura	-	-20 a +40 °C
Temporizador	99 h 59 minutos	
Número de rotores	8 no incluidos	
Número de programas	89	
L x p x al (mm)	554 x 707 x 453	770 x 707 x 453
Ref.	**472584**	**472588**
€	**NC -**	**NC -**



472584

Centrífugas ROTANTA 460 RC y ROTANTA 460 RF

- Modelos 406RC y RF en base y ruedas
- Refrigeradas
- Cumple la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios (según el anexo II) (transición a 2017/745 antes del 26/05/2024)

Modelo	ROTANTA 460 RC refrigerada	ROTANTA 460 RF refrigerada
Capacidad máxima	4 x 750 ml	
Velocidad (RPM)	15000	
Aceleración del RCF (g)	24400	
Temperatura	-20 a +40 °C	
Temporizador	99 h 59 minutos	
Número de rotores	10 no incluidos	
Al x An x p (mm)	683 x 554 x 697	961 x 554 x 697
Ref.	**472498**	**472629**
€	**NC -**	**NC -**

Configuración para 2 microplacas

Velocidad 6446 g. Rotor de 2 posiciones para placas Deepwell, placas filtrantes de kit de purificación, placas PCR y microtitración.

Ref.	Contenido configuración	€
472588	Centrífuga ROTANTA 460R	**NC -**
472712	Rotor para dos contenedores para placas microtitración, de cultivo y deepwell	**NC -**
472713	Contenedor para rotor 472712 (se requieren 2 contenedores)	**NC -**
472454	Inserto para contenedor 4623/4623R/5628	**NC -**
472202	Soporte para placa PCR 96 pocillos	**NC -**

Configuración para 4 microplacas

Velocidad 4211 g. Rotor de 4 posiciones para placas Deepwell, placas filtrantes de kit de purificación, placas PCR.

Ref.	Contenido configuración	€
472588	Centrífuga ROTANTA 460R	**NC -**
472797	Rotor 5699-R	**NC -**
472600	Contenedor para placas de microtitración, de cultivo y deepwell (se requieren 4 contenedores por rotor)	**NC -**
472454	Inserto para contenedores (se requiere un inserto por contenedor)	**NC -**
472602	Cubierta estanca para contenedores 472600	**NC -**
472202	Soporte para placas PCR	**NC -**

Astucia

Encuentre otros rotores y contenedores en nuestro sitio web

Rotor 5699-R

Modelo	5699-R
Tipo	Libre
Número de contenedores o espacios	4 contenedores a agregar al rotor
Velocidad (RPM)	4600
Ref.	**472460B**
€	**NC -**



Contenedores para rotor modelo 5699-R

Ref.	Descripción	€
472747	Contenedor 600 ml cierre con una mano para el rotor 5699-R	**NC -**
472749	Cubierta impermeable	**NC -**

Soporte para tubos

Ref.	Descripción	N° de tubos / gradillas	N° de tubos /rotor	€
472504	Soporte para tubos 1,1/4 ml	42	168	**NC -**
472505	Soporte para tubos 1/7 ml	30	120	**NC -**
472506	Soporte para tubos 4/15 ml	19	76	**NC -**
472507	Soporte para tubos 25/30 ml	7	28	**NC -**
472511	Soporte para tubos 250 ml fondo redondo	1	1	**NC -**
472512	Soporte para tubos 12/15 ml tubo cónico tipo falcon	12	56	**NC -**
472610	Soporte para tubos 50 ml tubo cónico tipo falcon	7	28	**NC -**
472513	Soporte para tubos 50 ml	7	28	**NC -**
472514	Soporte para botella 250 ml	1	1	**NC -**
472517	Soporte para botella 750 ml	1	1	**NC -**
472518	Soporte para botella 600 ml	1	1	**NC -**

Rotor 5622

Modelo	5622
Tipo	Libre
Número de contenedores o espacios	2 contenedores
Velocidad (RPM)	5900
Ref.	**472712**
€	**NC -**



Contenedores para rotor modelo 5622

Ref.	Descripción	€
472713	Contenedor rectangular para rotor 5622	**NC -**
472455	Tapa para contenedor rotor libre 2 plazas para microplaca	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
472454	Inserto para contenedor 4623/4623R/5628/5631	**NC -**
472202	Soporte para placa PCR 96 pocillos	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB