Centrífugas de escritorio ROTINA 420 / 420 R

- Disponible en versión ventilada, o termostatada con refrigeración
- Última tecnología para un funcionamiento silencioso
- Cumple la Directiva 2017/746 sobre diagnóstico in vitro (de conformidad con el anexo IX)

- Capacidad máxima de :
  - 4 x 600 ml
  - 20 tubos cónicos 50ml
  - 52 tubos cónicos 15ml
  - 104 tubos de extracción de sangre
  - 16 placas de microtitración


Ideal para grandes volúmenes.



Modelo	ROTINA 420 ventilada	ROTINA 420 R refrigerada
Capacidad máxima	4 x 600 ml	
Velocidad (rpm)	15000	
Aceleración del RCF (g)	24400	
Temperatura	-	-20 a +40 °C
Temporizador	99 h 59 minutos	
Número de rotores	5 no incluidos	
Número de programas	98	
L x p x al (mm)	506 x 650 x 423	713 x 654 x 423
Peso (kg)	75	108
Ref.	**472456**	**472458**
€	**NC -**	**NC -**

Rotor 4784-A

Modelo	4784-A
Tipo	Libre
Número de contenedores o espacios	4 contenedores *a gregar al rotor*
Velocidad (RPM)	4000
Ref.	**472460B**
€	**NC -**



Contenedores para rotor modelo 4784-A

Ref.	Descripción	€
472751	Contenedor 600 ml Cierre una mano para rotor 4784-A	**NC -**
472472B	Contenedor de microplacas para rotor 4784-A	**NC -**
472753	Tapa estanca para contenedor	**NC -**

* Se puede equipar con soportes para tubos o placas.

Soporte para tubos o placa para rotor modelo 4784-A

Ref.	Descripción	N° de tubos / gradillas	Nº de tubos /rotor	€
473029	Soporte para tubos 5 ml diámetro 13 mm	26	104	**NC -**
473030	Soporte para tubos 15 ml diámetro 17 mm	18	72	**NC -**
472482	Soporte para tubos 50 ml o 75 ml	4	20	**NC -**
472483	Soporte para tubos 85/100 ml	3	12	**NC -**
472484	Soporte para tubos 100 ml	2	8	**NC -**
472485	Soporte para tubos 250 ml tubo vidrio	1	4	**NC -**
473034	Soporte para tubos 5 - 7 ml diámetro 13 mm	21	84	**NC -**
472908	Soporte para tubos 5 ml cónicos	12	48	**NC -**
473031	Soporte para tubos 15 ml cónicos tipo falcon	14	52	**NC -**
473032	Soporte para tubos 50 ml cónicos tipo falcon	4	5	**NC -**
472481	Soporte para tubos 25/30 ml con faldón	7	28	**NC -**
472493	Reductor para falcon 175/225 ml	1	1	**NC -**
472494	Reductor para frasco cónico 175/200 ml	1	1	**NC -**
472488	Soporte para botella 250 ml	1	1	**NC -**
472489	Soporte para botella 400 ml	1	1	**NC -**
472202	Soporte para placas PCR 96 pocillos	-	-	**NC -**

Rotor 4790-A

Modelo	4790-A
Tipo	Angular con tapa
Número de contenedores o espacios	30 x 1,5 ml
Velocidad (RPM)	4000
Ref.	**472495**
€	**NC -**



Adaptadores de tubo para rotor 4790-A

Ref.	Descripción	Nº de tubos /soporte	Nº de tubos /rotor	Unid. /caja	€ /caja
472314	Adaptador 1 plaza para microtubo 0,2/0,4 ml	1	30	6	**NC -**
472313	Adaptador 1 plaza para microtubo 0,5/0,8 ml	1	30	6	**NC -**
472315	Adaptador 1 plaza para microtubo 1,5 ml	1	30	6	**NC -**
472866	Inserto para tubos BD-Microtainer	1	15	15	**NC -**

Rotor 4795

Modelo	4795
Tipo	Angular
Número de contenedores o espacios	4 x 250 ml
Velocidad (RPM)	9500
Ref.	**472497**
€	**NC -**



Soportes de tubos para rotor 4795

Ref.	Descripción	Nº de tubos /soporte	Nº de tubos /rotor	€
472609	Soporte para tubos 15 ml	5	20	**NC -**
472605	Soporte para tubos 25-30 ml	3	12	**NC -**
472607	Soporte para tubos 85/94 ml	1	4	**NC -**
472842	Adaptador 1 plaza para tubo 50 ml cónico tipo falcon	1	1	**NC -**
472841	Adaptador para tubo falcon de 15 ml cónico tipo falcon	5	4	**NC -**
472604	Adaptador para tubos 10 ml	8	32	**NC -**
472606	Adaptador para tubos 50 ml	1	1	**NC -**

Rotor 4794

Modelo	4794
Tipo	Angular
Número de contenedores o espacios	6 x 94 ml
Velocidad (RPM)	11000
Ref.	**472496**
€	**NC -**



Astucia

Encuentra otros contenedores y adaptadores para contenedores en nuestro sitio web

Soportes de tubos para rotor 4794

Ref.	Descripción	Nº de tubos /soporte	Nº de tubos /rotor	€
472178	Soporte para tubos de 1,5/2 ml	4	24	**NC -**
472180	Soporte para tubos 9/15 ml	1	6	**NC -**
472176	Soporte para tubos de 30 ml	1	6	**NC -**
472190	Soporte para tubos 50 ml fondo redondo	1	6	**NC -**
472869	Adaptador para tubos 5ml cónicos	1	6	**NC -**
472191	Soporte para tubos de 15 ml tipo falcon	1	6	**NC -**
472183	Soporte para tubos de 50 ml tipo falcon	1	6	**NC -**
472177	Soporte para tubos de 10 ml	2	12	**NC -**
472175	Soporte para tubos 50 ml fondo redondo	1	6	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB