Centrífuga refrigerada con base ROTIXA 500 RS



- Gran volumen de muestras
- Interruptor de llave para proteger datos de modificaciones no autorizadas
- Capacidad máxima de :
  - 120 recipientes para extracción de sangre
  - 92 tubos cónicos de 15 ml con tapón de rosca
  - 4 x bolsas de sangre de 1000 ml

Modelo	ROTIXA 500 RS refrigerada
Capacidad máxima	4 x 1000 ml
Velocidad (rpm)	4500
Aceleración RCF (g)	5252
Temperatura	-20 a +40 °C
Número de rotores	5 no incluidos
L x p x al (mm)	650 x 815 x 973
Peso (kg)	219
Ref.	**472780**
€	**NC -**

Otros contenedores (sin adaptadores) rectangulares y cilíndricos

Ref.	Descripción	€
472394B	Contenedor cilíndrico sólo para rotor 472393	**NC -**
472372	Contenedor rectangular sólo para rotor 472393	**NC -**
472529	Contenedor rectangular sólo para rotor 472395	**NC -**
472531	Contenedor cilíndrico sólo para rotor 472395	**NC -**

Adaptadores para contenedores sin adaptadores

Ref.	Para tubos de vol. (ml)	Para tubos de ø (mm)	N° tubos /adaptador	Nº de tubos /rotor	€
		Para contenedor rectangular 472529			
472564	1,5 - 2	11	40	240	**NC -**
472583	1,5 - 2	11	16	96	**NC -**
472573	5	12	12	72	**NC -**
472550	6	12	20	120	**NC -**
472559	7	12	20	120	**NC -**
472570	9	14	12	72	**NC -**
472561	15	17	12	72	**NC -**
472557	25	24	5	30	**NC -**
472558	50	34	2	12	**NC -**
472568	100	44	1	6	**NC -**
472563	100	40	1	6	**NC -**
472582	Soporte de 2 niveles para accesorios de citología				**NC -**
472572	1,1 -1,4	8	20	120	**NC -**
472565	9 - 10	16	11	66	**NC -**
472618	15 (tipo Falcon)	17	7	42	**NC -**
472571	30 (tipo Falcon)	25	5	30	**NC -**
472566	50 (tipo Falcon)	29	2	6	**NC -**
472618	12 (tipo Falcon)	17	7	42	**NC -**
		Para contenedor cilíndrico 472531			
472533	7	12	12	72	**NC -**
472546	15	17	8	48	**NC -**
472535	25	24	4	24	**NC -**
472547	1,6 - 5	13	8	48	**NC -**
472548	1,6 - 5	13	12	72	**NC -**
472534	12	17	7	42	**NC -**
472546	10	16	8	48	**NC -**
472542	15 (tipo Falcon)	17	7	42	**NC -**
472536	50 (tipo Falcon)	29	2	12	**NC -**
472545	50 (tipo Falcon faldón)	29	2	12	**NC -**
472622	250 (botella)	61	1	6	**NC -**
472646	250 (botella)	65	1	4	**NC -**
		Para contenedor 472379			
472382	50 (tubo ASTM)1	45	1	4	**NC -**
472048	100 (tubo ASTM)1	58	1	4	**NC -**
472381	100 (tubo ASTM)2	44	1	4	**NC -**

1 Para tubos ASTM forma de pera / 2 Para tubos ASTM forma cónica

Rotores

Modelo	4294	4296	4282
Tipo	Libre	Libre	Libre
Número de plazas	4	6	2
Capacidad	-	-	-
Velocidad máx. (rpm)	4500	4000	3600
G máx.	5252	3631	2652
Ref.	**472393**	**472395**	**472384**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Contenedores y adaptadores

Ref.	Descripción	€
	Para rotor 472393	
472392	Contenedor para 4 bolsas de sangre triples, 450 - 500 ml	**NC -**
472370B	Adaptador para contenedor 472392	**NC -**
472396B	Contenedor para 4 bolsas de sangre cuádruples, 450 - 500 ml	**NC -**
472367B	Adaptador para contenedor 472396B	**NC -**
472374	Contenedor para 5 racks Hitachi (20 racks por rotor)	**NC -**
472376B	Adaptador para contenedor 472374	**NC -**
472397	Contenedor para microplacas y racks LKB	**NC -**
472366	Soporte de goma para microplacas	**NC -**
	Para rotor 472384	
472386	Contenedor para rotor 2 plazas 472384	**NC -**
472383	Soporte para microplacas	**NC -**
472385	Soporte para 6 racks Olympus	**NC -**
472388B	Soporte para 10 racks Hitachi	**NC -**
472377B	Soporte para racks 50 plazas	**NC -**

Adaptadores para contenedores sin adaptadores

Ref.	Para tubos de vol. (ml)	Para tubos de ø (mm)	N° tubos /adaptador	Nº de tubos /rotor	€
		Para contenedor cilíndrico 472394B			
472361	0,8	8	78	312	**NC -**
472360	1,5 - 2	11	84	336	**NC -**
472369	4	10	63	252	**NC -**
472347	5	12	48	192	**NC -**
472346	6 - 7	12	48	192	**NC -**
472357	12	16	25	100	**NC -**
472348	15	17	30	120	**NC -**
472350	25	24	11	44	**NC -**
472351	50	34	6	24	**NC -**
472352	100	40	4	16	**NC -**
472356	2,6 - 2,9	13	30	120	**NC -**
472349	4 - 5,5	15	30	120	**NC -**
472355	4 - 7	13	30	120	**NC -**
472363	15 (tipo Falcon)	17	23	92	**NC -**
472371	50 (tipo Falcon)	29	8	32	**NC -**
472354	12 (tipo Falcon)	17	16	64	**NC -**
472368	250 (botella)	61	1	4	**NC -**
472364	600 (botella)	93	1	4	**NC -**
472375	750 (botella)	97	1	4	**NC -**
472623	250(botella)	60	1	4	**NC -**
		Para contenedor rectangular 472372			
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	120	**NC -**
472410	9 - 15	17 - 17	19	76	**NC -**
472413	25	24	7	28	**NC -**
472414	50	34	4	16	**NC -**
472417	100	44	2	8	**NC -**
472411	5 - 7	13	21	84	**NC -**
472412	15 (tipo Falcon)	17	12	48	**NC -**
472416	50 (tipo Falcon)	29	5	20	**NC -**
472418	250 (botella)	61	1	4	**NC -**
472415	175	61	1	4	**NC -**
472406	175-200	60 - 61	1	4	**NC -**
472421	250-200	60 - 96	1	4	**NC -**