Centrífuga con base ROTO SILENTA 630 RS

Modelo	ROTO SILENTA 630 RS
Capacidad máxima	6 x 2000 ml
Velocidad (rpm)	4500
Aceleración del RCF (g)	6498
Temperatura	-20 a +40 °C
Número de rotores	1 no incluidos
L x p x al (mm)	813 x 1015 x 973
Peso (kg)	360
Ref.	**472526**
€	**NC -**



Rotor - RPM máx : 4500, G máx : 6498

Ref.	Descripción	€
472345	Rotor libre de 6 plazas	**NC -**

Adaptadores para contenedores sin adaptadores

Ref.	Para tubos de vol. (ml)	Para tubos de ø (mm)	N° tubos /adaptador	Nº de tubos /rotor	€
	Para contenedor cilíndrico 472441B y contenedor 472439B				
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	180	**NC -**
472410	9 - 15	17 - 17	19	114	**NC -**
472413	25	24	7	42	**NC -**
472414	50	34	4	24	**NC -**
472417	100	44	2	18	**NC -**
472411	5 - 7	13	21	126	**NC -**
472412	15 (tipo Falcon)	17	12	72	**NC -**
472416	50 (tipo Falcon)	29	5	30	**NC -**
472418	250 (botella)	61	1	6	**NC -**
472415	1751	61	1	6	**NC -**
472406	175-200 2	60 - 61	1	6	**NC -**
472421	250-200 2	60 - 96	1	6	**NC -**
	Para contenedor rectangular 472429B				
472359	4	10	63	378	**NC -**
472347	5	12	48	288	**NC -**
472346	6 - 7	12	48	288	**NC -**
472357	12	16	25	150	**NC -**
472348	15	17	30	180	**NC -**
472350	25	24	11	66	**NC -**
472351	50	34	6	36	**NC -**
472352	100	40	4	24	**NC -**
472356	2,6 - 2,9	13	30	180	**NC -**
472347	2,7 - 3	11	48	288	**NC -**
472349	4 - 5,5	15	30	180	**NC -**
472354	9 - 10	16	16	96	**NC -**
472355	4 - 7	13	30	180	**NC -**
472363	15 (tipo Falcon)	17	23	138	**NC -**
472371	50 (tipo Falcon)	29	8	48	**NC -**
472368	250 (botella)	61	1	6	**NC -**
472364	600 (botella)	93	1	6	**NC -**
472375	750 (botella)	97	1	6	**NC -**
472623	250(botella)	60	1	6	**NC -**

1 Para tubo cónico tipo Falcon 2 Para botella cónica

Para un rendimiento muy alto. Refrigerada

- Con refrigeración interna o externa para versión BPF y funcionamiento en sala blanca
- Rotor sin escudo antifricción para un mejor manejo y una distribución óptima de la temperatura
- Funcionamiento suave y silencioso a pesar de una tolerancia al desequilibrio de hasta 120 g
- Interruptor de llave para proteger los datos de modificaciones no autorizadas

Contenedores y adaptadores

Ref.	Descripción	€
472438B	Contenedor para 12 bolsas de sangre cuádruples, 450 ml	**NC -**
472440B	Adaptador para contenedor 472438B	**NC -**
472442B	Contenedor para 12 bolsas de sangre cuádruples, 550 ml	**NC -**
472443B	Adaptador para contenedor 472442B	**NC -**
472431B	Sistema de mantenimiento para bolsas de sangre cuádruples	**NC -**
472444B	Contenedor para 4 placas o botella de 2000 ml	**NC -**
472430B	Contenedor para 6 bolsas de sangre cuádruples, 750 ml	**NC -**
472428B	Adaptador para contenedor 472430B	**NC -**

Otros contenedores (sin adaptadores) rectangulares y cilíndricos

Ref.	Descripción	€
472441B	Contenedor cilíndrico sólo para rotor 472345	**NC -**
472439B	Contenedor cilíndrico sólo para rotor 4723451	**NC -**
472429B	Contenedor rectangular sólo para rotor 472345	**NC -**

1 Posibilidad de añadir una tapa: consultar





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB