Concentradores de vacío Thermo Scientific Savant SpeedVac™

- Para la concentración al vacío de muestras en diferentes disolventes y combinación de disolventes
- Concentrador de capacidad media con multitud de rotores disponibles
- Doble temporizador independiente para la calefacción y el tiempo
- Pantalla LED digital
- Cubeta de aluminio con revestimiento de teflón
- Rango de Temporizador de 1 minuto a 9 horas y 59 minutos, continuo
- Alimentación 230 V / 50 Hz
- Puerto USB para la transferencia y descarga de datos
- Para otros modelos o capacidades: consultar

Sistema completo.

Sistema integrado que se completa sólo con un rotor.

Concentrador para completar con un rotor, una bomba de vacío, una trampa química refrigerada, un kit de conexión, un fluido caloportador y un frasco condensador de vidrio.



Modelo	SPD 120		SPD 130 DLX		SPD 140 DDA		SPD 1030	
Capacidad	Capacidad media							
Aplicaciones	Secado en frío y liofilización		Para la química combinatoria		Para uso con disolventes agresivos		ADN/ARN, proteómica, investigación de metabolitos, análisis médicos y forenses, muestreo ambiental	
Características	Vacío automático y válvula de purga		Vacío automático y doble válvula de purga con visualización del vacío		Vacío automático y doble válvula de purga con visualización del vacío y rampa de vacío antisalpicaduras		Sistema integrado (trampa química y bomba de vacío incluidas) Rampa de vacío y control de presión para eliminar el derrame de muestras y mantener la integridad	
Programas	3 programas grabables a configurar, 3 programas predefinidos				4 programas grabables a configurar, 8 programas predefinidos		3 programas grabables a configurar, 3 programas predefinidos	
Disolventes y combinación de disolventes	Etanol, metanol, agua y ACN (con 1 % de TFA), Isopropanol, hidróxido de amonio		Acetona, cloroformo, acetato de etilo, hexano, diclorometano		Bases/ácidos fuertes, DMSO, diclorometano, TFA...		Acetonitrilo, etanol, metanol, Diclorometano	
Tapa	De vidrio con cierre de seguridad		De vidrio radiante con cierre de seguridad, para reducir el tiempo de secado y evitar la condensación					
Temperatura	Temperatura ambiente, de 35 a 65°C en incrementos de 5°C						45 a 80 °C con incremento de 5 °C	
Dim. L x P x Al (cm)	33 x 46 x 36						64 x 66 x 41	
Espacio de ventilación sup. necesario	8 cm en todos los lados							
Peso (kg)	26						69	
Descripción	Concentrador SPD120-230 solo		Concentrador SPD130 DLX solo		Concentrador SPD140DDA solo		SPD1030, sistema SpeedVac (trampa química refrigerada + bomba de vacío integrada) y GCF400 + FC400 + SCC1, el rotor se vende por separado	
Ref.	**228868**	**NC -**	**228871**	**NC -**	**228873**	**NC -**	**228829**	**NC -**
Descripción	SPD120-230, sistema completo con rotor RH40-11 y UVS450A-230 + TFK100 + SCC1 + GCF400 incluídos		SPD130 DLX-230, sistema completo con rotor RH64-11 y RVT5105-230 + OFP400-230 + DVG50 - UNV + VTK80 + SCT120 + DC120A + SCC1 + GCF400		SPD140 DDA-230, sistema completo con rotor RH40-11 y RVT5105-230 + OFP400-230 + VTK80 + SCC1 + GCF400		SPD1030-230, sistema completo (bomba de vacío y trampa química refrigerada integrada) con rotor RH40-12 y SCC1 + GCF400	
Ref.	**228869**	**NC -**	**228872**	**NC -**	**228874**	**NC -**	**228828**	**NC -**
Descripción	SPD120-230, sistema completo con rotor RH40-11 y UVS450A-230 + RVT5105-230 + VLP120-230 + DVG50-UNV + SCT120 + DC12 incluído				SPD140 DDA-230, sistema completo con rotor RH24-15 y UVS850DDA230 + RH24-15 + VTK80 + SCC1 + GCF400			
Ref.	**228870**	**NC -**			**228875**	**NC -**		

Rotores compatibles

Ref.	Compatibilidad	Descripción	€
228240	Microtubos 1,5 - 2 ml	RH40-11 , capacidad : 40 tubos	**NC -**
228249		RH64-11, capacidad : 64 tubos	**NC -**
228231		RH120-11, capacidad : 120 tubos	**NC -**
228230	Microcentrífugas tubos 5 ml	RH10-15, capacidad : 10 tubos (17 x 60 mm)	**NC -**
228228	Tubos de vidrio y plástico	RH100-6, capacidad : 100 tubos de 0,4 ml (96 x 50 mm)	**NC -**
228229		RH100-8, capacidad : 100 tubos de 0,5 ml (12 x 75 mm)	**NC -**
228241		RH40-12, capacidad : 40 tubos de 1,5-230 ml (12 x 75 mm)	**NC -**
228250		RH72-12, capacidad : 72 tubos de 12 x 75 mm	**NC -**
228239		RH32-13, capacidad : 32 tubos de 13 x 100 mm	**NC -**
228252		RH8-17.5, capacidad : 8 tubos de 17,5 x 102 mm	**NC -**
228253		RH8-18, capacidad : 8 tubos de 18 x 100 mm, 17 x 95 mm, 16 x 100 mm	**NC -**
228230		RH10-15, capacidad : 10 tubos cónicos 15 ml (16 x 120 mm)	**NC -**
228266		RH6-50, capacidad : 6 tubos cónicos 50 ml (25 x 115 mm)	**NC -**
228243	Frascos	RH4-100, capacidad : 4 frascos de 100 ml	**NC -**
228246	Botellas	RH60-12-40, capacidad : 60 viales (12 x 32, 12 x 40 mm)	**NC -**
228236		RH24-15, capacidad : 24 frascos	**NC -**
228232		RH12-20, capacidad : 12 frascos	**NC -**
228237		RH24-18, capacidad : 24 frascos	**NC -**
228233		RH12-28, capacidad : 12 frascos	**NC -**
228269	Microplacas	RHDW2MP, capacidad : 2 microplacas	**NC -**
228271		RHSW6MP, capacidad : 6 microplacas	**NC -**



228828

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB