Concentrador de vacío Thermo Scientific Savant SpeedVac™ (continuación)



228216 + 228515



228727

Accesorios

Ref.	Descripción	€
228215	Frasco condensador de vidrio GCF400	NC -
228216	Tapón para frasco GCF400 FC400	NC -
228219	Líquido caloportador SCC1 para SpeedVac (1 l)	NC -
228213	Trampa química refrigerada para disolventes de punto de ebullición elevado (DMSO/ DMF) (-5°C) RVT405DDA-230 (incluye GFC400 + FC400)	NC -
228324	Trampa química refrigerada para disolventes de bajo punto de ebullición (cloroformo, diclorometano) (-105°C) RVT5105-230 (incluye GFC400 + FC400)	NC -
228731	Bomba de vacío de aceite VLP 120	NC -
228727	Bomba de vacío de membrana (sin aceite) 230V 50Hz OFP400-230 (incluye ANT100)	NC -
228885	Sistema de vacío universal (trampa química refrigerada y bomba de vacío) UVS450A-230 con Vapornet	NC -
228886	Sistema de vacío universal (trampa química refrigerada y bomba de vacío) UVS850DDA-230 con Vapornet (incluye ANT100)	NC -
228310	Kit de conexión universal UTP-TYG	NC -
262853	Kit de conexión TFK100	NC -
228304	Kit de conexión de vacío para DDA Kit VTK80	NC -
228317	Conjunto de trampa de posprocesamiento ANT100 para la preparación de oligonucleótidos, sólo para uso con el sistema ANS121 y UVS850DDA	NC -
228318	Solución neutralizante de amoníaco para la preparación de oligonucleótidos, para uso exclusivo con el sistema UVS850DDA	NC -
228313	Trampa química (el cartucho se vende por separado) SCT120	NC -
228316	Kit de trampa química de radiactividad (compatible con todos los speedvacs) DTK120R	NC -
228314	Cartucho para SCT120 neutralizador de ácidos y vapor de agua residual DC120A	NC -
228315	Cartucho DC120R para SCT120 trampa de radiactividad volátil	NC -

Concentrador de vacío Thermo Scientific Savant Speed Vac DNA 130

- Ideal para el secado de ácidos nucleicos, preparaciones de PCR y oligoelementos sintéticos
- Secado a temperatura ambiente o a baja temperatura para garantizar la protección del ADN/ARN
- 3 programas seleccionables que se pueden editar y guardar
- Opcional: trampa química para la radiactividad
- Vacío automático y válvula de purga
- Doble temporizador independiente para la calefacción y el tiempo
- Puerto USB para la transferencia y descarga de datos
- Alimentación 230 V/ 50 Hz



Capacidad	Pequeño
Entregado con	Sistema completo con rotor RD36 para 36 microtubos de 1,5 a 2 ml y bomba integrada
Pantalla	LED (temperatura, tiempo de ciclo y tiempo de calentamiento)
Guía de disolventes	Etanol, metanol, agua y ACN, tampón de PCR
Tapa	Acrílico transparente con cierre de seguridad
Cubetas	Aluminio recubierto de teflón
Junta para la cubeta	Goma de silicona
Bombas	Bomba de membrana ETFE con 2 cabezales / Sin aceite
Temperatura	Temperatura ambiente, de 35 a 65°C en incrementos de 5°C
Rango de temporizador (calefacción y ciclo)	1 minuto a 9 horas y 59 minutos, continuo
Nivel de límite de presión	‹ 10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa)
Velocidad centrífuga habitual del rotor	1.300 rpm máximo
Motor	Inducción sin mantenimiento
Dimensión L x P x Al (cm)	29 x 64x 31
Se necesita un espacio de ventilación adicional	8 cm en todos los lados
Peso (kg)	39
Ref.	228835
€	NC -

Rotores para DNA 130

Ref.	Descripción	Compatibilidad	€
228223	Rotor RD24 para 24 microtubos de 1,5 a 2,0 ml	Para tubos de microcentrifugas	NC -
228226	Rotor RD48 para 48 microtubos de 0,5 ml		NC -
228227	Rotor RD72 para 72 microtubos de 0,5 ml		NC -
228224	Rotor RD2MP para dos microplacas	Para microplacas	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
228313	Trampa química (los cartuchos se piden por separado) SCT120	NC -
228316	Kit de trampa química de radiactividad (compatible con los speedvacs) DTK120R	NC -
228314	Cartucho para SCT120 neutralizador de ácidos y vapor de agua residual DC120A	NC -
228315	Cartucho DC120R para SCT120 trampa de radiactividad volátil	NC -
228317	Kit de posprocesamiento ANT100 para la preparación de oligonucleótidos, para uso con ANS121	NC -
228318	Solución neutralizante de amoníaco ANS121 para la preparación de oligonucleótidos para ANT100	NC -