Dispensador Arium® Smart Station



- Dispensación remota de agua
- De sobremesa o montaje de pared
- Versión agua pura o ultrapura
- Dispensación de 50 ml a 50 litros con una precisión de +/-5
- Pantalla táctil
- Apto para diestros y zurdos
- Compatible con estaciones de tratamiento de agua: Arium Pro, Comfort y Bagtank



Tipo de agua	Pure	Ultra pure	Pure	Ultra pure
Modelo	Mesa de trabajo		Montaje en pared	
Dimensiones controlador An x p x Al (mm)	213 x 213 x 598		172 x 157 x 343	
Dimensiones del brazo de distribución (mm)	428 x 476 x 835		242 x 90 x 300	
Longitud de la tubería de conexión al depósito de agua (metros)	2			
Distancia de distribución del brazo (metros)	0,7			
Peso (Kg)	4,9		2,4	
Ref.	**845274**	**845279**	**845275**	**845273**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios



Arium® Cell Plus

- Filtro final para eliminar Rnasa/Dnasa y endotoxinas
- Cápsula estéril lista para usar
- Racor rápido
- Caudal: hasta 2 litros por minuto

Superficie de filtración	0,5 m2
Endotoxinas	< 0.001 EU/mL
Bacterias	< 0.01 CFU/mL
RNasa	< 1 pg/mL
DNasa	< 5 pg/mL
Dimensiones al x Ø (mm)	169 × 50
Ref.	**149972**
€	**NC -**



Kit de extensión de la conexión de suministro de agua

- Aumenta la distancia al suministro de agua de 2 a 4 metros

Modelo	Kit de agua Pure	Kit de agua Ultrapure
Cable	Ethernet CAT6A	
Conector	Polietileno (PVDF | PE)	
Ref.	**845276**	**978909**
€	**NC -**	**NC -**

