Minicongeladores de temperatura ultrabaja - 80 °C

- Robusto y fácil de usar
- Ahorro de espacio
- Bajo consumo de energía
- Interior de acero inoxidable y exterior de acero galvanizado
- Pantalla digital
- Portillo interno excepto en el modelo 35 l
- Puerta con cierre
- Racks para cajas en complemento

Modelo	7 L	54 L	71 L	94 L
Formato	Vertical	Vertical	Horizontal	Vertical
Temperaturas	- 40 a - 90 °C	- 40 / - 80 °C	- 40 / - 80 °C	- 40 / - 80 °C
Volumen (litros)	7	54	71	94
Dim. int. An x p x al (mm) :	150 x 143 x 310	360 x 468 x 320	390 x 390 x 450	360 x 493 x 600
Dim. Ext. An x p x al (mm) :	400 x 630 x 665	600 x 700 x 810	552 x 648 x 850	950 x 725 x 810
Alimentación	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230 V 50/60 Hz
Peso (kg)	55	74	53	105
Ref.	**960000**	**960002**	**960034**	**960003**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Rack de cajones para cajas 130 x 130 x 50 mm

Ref.	Número de cajas/ rack	Modelo de congelador	Racks/ congelador	€
130305	15 (3 x 5)	54 L	2	**NC -**
130301	12 (3 x 4)	94 L	4	**NC -**

Racks de acceso lateral para cajas de 130 x 130 x 50 mm

Ref.	Número de cajas/ rack	Modelo de congelador	Racks/ congelador	€
130193	10 (2 x 5)	35 L	2	**NC -**
130198	15 (3 x 5)	54 L	2	**NC -**
130197	12 (3 x 4)	94 L	4	**NC -**
130116	8	71 L	5	**NC -**

Opciones

Ref.	Descripción	€
960004	Opción de reserva de CO2: montada en fábrica, añadir al pedido	**NC -**
960005	Registrador de temperatura - 100 °C a 0 °C	**NC -**
960006	Papel para registrador de temperatura	**NC -**

Rack de cartón


- Para criocajas de cartón, polipropileno o policarbonato
- De cartón hidrófobo para un uso prolongado
- Utilización hasta - 160 °C
- Para cajas de 50 mm de altura
- Con asa de extracción lateral
- Formato: 5 filas de 4 cajas
- Al x L x p: 285 x 138 x 560 mm



Ref.	Descripción	€
013069	Rack crio caja con 20 cajas estándar 9 x 9 cm	**NC -**

Rascadores para congelador

- Ideal para eliminar la escarcha acumulada en los congeladores
- De polipropileno
- Robustos



Ref.	Descripción	€
795630	Rascador 250 x 110 mm	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB