Congeladores TRUST -86 °C FROILABO

- 3 volúmenes diferentes: 340 l, 515 l y 690 l con capacidades respectivas de 24.000, 36.000 y 48.000 tubos de 2 ml
- Construcción robusta y fácil limpieza gracias a su interior totalmente de acero inoxidable
- Aislamiento óptimo con paneles de vacío
- Válvula de descompresión para facilitar la reapertura de la puerta, y junta plana calefactada de la puerta para minimizar la formación de hielo
- Los filtros, las puertas interiores y los estantes son extraíbles para facilitar la limpieza
- Interfaz intuitiva y despejada: la información sobre el funcionamiento correcto está visible en todo momento
- Refrigerantes naturales R290 / R170
- Garantía: 2 años, 5 años para el ventilador, los compresores y el condensador, 10 años para el aislamiento VIP

Modelo	TRUST 340	TRUST 515	TRUST 690
Capacidad (litros)	340	515	690
Capacidad	24000	36000	48000
L x p x al (mm) ext.	1280 x 970 x 875	1640 x 970 x 875	1436 x 752 x 630
L x p x Al (mm) int.	716 x 752 x 630	1076 x 752 x 630	-
Compartimentos int.	2	3	4
Peso (kg)	223	267	330
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Referencia	**069716**	**069717**	**069718**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Racks para congeladores verticales

Racks para BM340/BM515/BM690/BM100

Número de racks por congelador				Ref.	Descripción	€
BM340	BM515	BM690	BM1000			
					Racks aluminio con cajones	
4	6	8	12	**069576**	Rack 2 cajones (al = 164 mm), para 60 cajas de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069577**	Rack 3 cajones (al = 109 mm), para 60 cajas de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069578**	Rack 4 cajones (al = 80 mm), para 40 cajas de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069579**	Rack 5 cajones (al = 63 mm), para 50 cajas de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069580**	Rack 6 cajones (al = 53 mm), para 60 cajas de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
					Racks aluminio con acceso lateral compartimentado	
8	12	16	24	**069581**	Rack 3 niveles 15 compartimentos (al = 109 mm) para cajas 133 x 133 mm	**NC -**
8	12	16	24	**069582**	Rack 4 niveles 20 compartimentos (al = 80 mm) para cajas de 133 x 133 mm	**NC -**
8	12	16	24	**069583**	Rack 5 niveles 25 compartimentos (al = 63 mm) para cajas de 133 x 133 mm	**NC -**
8	12	16	24	**069584**	Rack 6 niveles 30 compartimentos (al = 54 mm) para cajas de 133 x 133 mm	**NC -**

Racks para BM175 /BMP175

Número de racks por congelador		Ref.	Descripción	€
BM175	BM175P			
			Racks con cajones	
4	4	**069543**	Rack aluminio 5 cajones, para 30 cajas de 50 x 130 x 130 mm	**NC -**
			Racks aluminio horizontal	
8	8	**069547**	Rack 5 estantes para 15 cajas de 50 x 130 x 130 mm	**NC -**



Racks 6 cajones



Racks 5 cajones

Otros racks disponibles bajo pedido

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB