Congeladores Eppendorf CryoCube F570

Los congeladores CryoCube F57 ofrecen una disposición de 5 compartimentos y 5 puertas interiores aisladas para facilitar el acceso a las muestras y el almacenamiento seguro de las mismas a -80°C.

- Volumen de 570 L para una capacidad de hasta 40.000 muestras (criotubos de 2 ml)
- Gama de temperaturas de -50 °C a -86 °C
- Hay varias versiones disponibles:
- CryoCube F570n :
- Pared de 130 mm (aislamiento de poliuretano)
- Refrigerantes "verdes" (R290/ R170)
- Refrigeración por aire
- CryoCube F570h : (VIP)
- Pared de 130 mm (placas de aislamiento por vacío y placas de aislamiento de poliuretano)
- Refrigerantes "verdes" (R290/ R170)
- Refrigeración por aire
- Ventilación automática para la reapertura rápida de la puerta en caso de necesidad.
- Asa ergonómica para facilitar la apertura de la puerta
- interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza
- Filtro de fácil acceso para una limpieza regular y un rendimiento optimizado"
- Posición libre de los estantes para una disposición personalizada



Modelo	CryoCube F570n	CryoCube F570h
Capacidad	570	
Dim. ext. An x Pr x Al (cm)	102,5 x 85,2 x 194	
Dimensiones internas L x P x Al (cm)	76,5 x 57,5 x 126,5	
Temperatura (°C)	-50 °C y -86 °C	
Aislamiento	Pared de 130 mm (aislamiento de poliuretano)	Pared de 130 mm - placas de aislamiento por vacío y placas de aislamiento de poliuretano VIP
Número de puertas interiores	5	
Número de compartimentos	5	
Puerto de acceso	2	
Pantalla	led	
Acceso por código	Sí	
Tipo de refrigerantes	R290 / R170	
Nivel acústico (dB)	59,1 dB	59,5 dB
Alimentación	230 V, 50 Hz	
Ref.	**F571300031**	**F571340031**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Modelo	Rack con cajones	Rack con acceso lateral
Ref.	**6001022210**	**6001021210**
Capacidad de racks por congelador	25	
Número de cajas por congelador *	400	
€	**NC -**	**NC -**

* capacidad indicada para cajas de 100 criotubos

