
Congeladores -80°C CryoCube F440n/F440h





- Volumen de 440 L para una capacidad de hasta 32.000 muestras (criotubos de 2 ml)
- Gama de temperaturas de -50 °C a -86 °C
- Hay varias versiones disponibles:

- CryoCube F440n :

- Pared de 130 mm (aislamiento de poliuretano)
- Líquidos refrigerantes "verdes" (R290/ R170)
- Refrigeración por aire

-CryoCube F440h : (VIP)

- Pared de 130 mm (placas de aislamiento por vacío y placas de aislamiento de poliuretano)
- Líquidos refrigerantes "verdes" (R290/ R170)
- Refrigeración por aire

Características comunes:

- Control inteligente que reduce los tiempos de funcionamiento del compresor: limita el consumo y aumenta la longevidad del congelador
- Interruptor principal bloqueable para evitar la desactivación accidental.
- Ventilación automática para la reapertura rápida de la puerta en caso de necesidad.
- Asa ergonómica para facilitar la apertura de la puerta
- interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza
- Filtro de fácil acceso para una limpieza regular y un rendimiento optimizado

Modelo	CryoCube F440n	CryoCube F440h
Capacidad (L)	440	
Dim. ext. An x Pr x Al (cm)	95,5 x 89,8 x 195	
Dimensiones internas L x P x Al (cm)	61,6 x 57,5 x 126,5	
Temperatura °C	-50 °C y -86 °C	
Aislamiento	Pared de 130 mm Aislamiento de poliuretano	Pared de 130 mm Pared de aislamiento por vacío y placas de aislamiento de poliuretano VIP
Número de puertas interiores	5	
Número de compartimentos	5	
Puerto de acceso	2	
Pantalla	led	
Acceso por código	Sí	
Tipo de refrigerantes	R290 / R170	
Nivel acústico (dB)	51,5	
Alimentación	230 V, 50 Hz	
Criotubo F440, 230V/50HZ, EU	**F440300031**	**F440340031**
€	**NC -**	**NC -**
Criocubo F440 con registrador	**F440301031**	**F440341031**
€	**NC -**	**NC -**
Criocubo F440 con sistema de reserva C02	**F440302031**	**F440342031**
€	**NC -**	**NC -**
Criocubo F440 con sistema de respaldo LN2	**F440303031**	**F440343031**
€	**NC -**	**NC -**
Criocubo F440 con registrador y sistema de reserva C02	**F440304031**	**F440344031**
€	**NC -**	**NC -**
Criocubo F440 con registrador y sistema de reserva LN2	**F440305031**	**F440345031**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios para almacenamiento de cajas 53 x 130 x 130 mm

Ref.	Descripción	Cantidad por congelador	Número de cajas	€
6001022210	Rack acero inoxi. con cajones	20	320	**NC -**
6001021210	Rack acero inox. acceso lateral	20	320	**NC -**