Congelador horizontal - 80 °C TDE

NUEVO



TDEC06386

Congelador con tecnología H-Drive para mayor fiabilidad y ahorro de energía.

- Modelo de caja
- 3 capacidades diferentes para satisfacer distintas necesidades de almacenamiento: 85 l, 262 l y 360 l
- Para almacenamiento de 5.103 tubos de 2 ml a 3.960 tubos de 2 ml
- Rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta
- Interfaz táctil
- Nivel de ruido limitado 55,5 (dBA)
- Para uso diario
- Modelo de uso general para el laboratorio (GLP)
- Refrigerante a base de hidrocarburos naturales para un menor impacto ambiental y una mayor eficiencia de refrigeración

Modelo	TDEC06386	TDEC25286	TDEC39686
Temperatura °C	-50 °C a -86 °C	-50 °C a -86 °C	-50 °C a -86 °C
Capacidad (l)	85	360	566
Capacidad de almacenamiento cajas 2 ml	63	252	396
Interfaz de usuario	Táctil	Táctil	Táctil
Revestimiento exterior	Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado
Revestimiento interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Puerto de acceso	1	1	1
Consumo de energía kw/24 h	4,9	8,5	10,8
Refrigerante del sistema	R290/R170+R290 Mix	R290/R170+R290 Mix	R290/R170+R290 Mix
Aislamiento	Espuma de poliuretano con agente espumante sin CFC		
Ruedas	4	6	6
Compresor	H-Drive	H-Drive	H-Drive
Dimensiones ext. L X P X Al (cm)	73,2 x 83,1 x 111	183,6 x 84,1 X 102,9	244,6 x 84,1 X 102,9
Peso (kg)	176	322	390
Alimentación	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Ref.	079761	079762	079763
€	NC -	NC -	NC -

Accesorios




079772



079775

Modelo	TDEC06386	TDEC25286	TDEC39686
Rack vertical para 7 cajas de 130 x 130 x 50 mm con varilla de bloqueo	079772	-	-
€	NC -	-	-
Rack vertical para 12 cajas de 130 x 130 x 50 mm con varilla de bloqueo	228889	228889	-
€	NC -	NC -	-
Rack vertical para 12 cajas de 130 x 130 x 50 mm con varilla de bloqueo	-	-	228889
€	-	-	NC -
Rack vertical para 27 microplacas	-	079775	079775
€	-	NC -	NC -
Sistema de reserva de LN2	079767	-	-
€	NC -	-	-
Sistema de reserva de CO_2	079768	-	-
€	NC -	-	-
Sistema de reserva de LN2	-	079769	079769
€	-	NC -	NC -
Sistema de reserva de CO_2	-	079770	079770
€	-	NC -	NC -
Registrador gráfico térmico 7 días	079764	079764	079764
€	NC -	NC -	NC -
Registrador gráfico de tinta 7 días	079765	079765	079765
€	NC -	NC -	NC -
Disco de papel para registrador de tinta x 50	228649	228649	228649
€	NC -	NC -	NC -



079764