Congelador CryoMed controlado por pasos

NUEVO



El dispositivo CryoMed es un dispositivo de preparación de muestras para la congelación a baja temperatura -80 °C ...-196 °C.
Propone una congelación progresiva de la muestra para garantizar su correcto acondicionamiento y mantener la viabilidad celular.

- 3 capacidades diferentes: 17 l/34 l/48 l
- 6 perfiles de congelación predefinidos y perfiles personalizables posibles
- Accesorios compatibles con varios contenedores para ordenar y optimizar el espacio interior del Cryomed: gradillas para tubos, para pajitas, soporte o prensa para bolsas
- La pantalla táctil intuitiva facilita la configuración, el uso y la visualización de un ciclo de congelación
- Control de inyección de LN2 para un control preciso de la temperatura
- Carcasa exterior de acero inoxidable pintado compatible con la limpieza por pulverización de peróxido de hidrógeno
- Se entrega sin accesorios
- Conexión LN2 necesaria

Ref.	Modelo	Volumen de cámara	Alimentación	Dimensiones externas (cm)	Dimensiones internas (cm)	Impresora	€
079778	TSCM17XV	17 l	220V / 50/60Hz	94,70 x 55,10 x 61	17,80 x 30,50 x 33	No	**NC -**
079777	TSCM17PV					Sí	**NC -**
079780	TSCM34XV	34 l	220V / 50/60Hz	109,90 x 55,10 x 61	33 x 30,50 x 33	No	**NC -**
079779	TSCM34PV					Sí	**NC -**
079782	TSCM48XV	48 l	220V / 50/60Hz	125,20 x 55,01 x 61	48,30 x 30,50 x 33	No	**NC -**
079781	TSCM48PV					Sí	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Dimensiones Al x L x P (cm)	Cant./CryoMed 17 l	Cant./CryoMed 34 l	Cant./CryoMed 48 l	€
228701	Rack de congelación pequeño modelo para 76 criotubos de 1,2/2 ml**	2,8 x 15,2 x 30,5	5	No aplica	5 + 5 grandes racks posibles	**NC -**
228702	Pequeño soporte para racks de congelación *	24,9 x 15,7 x 31,5	1	No aplica	1 soporte pequeño y 1 soporte grande	**NC -**
079805	Rack de congelación grande modelo para 161 criotubos de 1,2/2 ml	2,8 x 30,5 x 30,5	No aplica	5	5 grandes y 5 pequeños	**NC -**
079806	Gran soporte para racks de congelación	24,9 x 31 x 31,5	No aplica	1	1 soporte pequeño y 1 soporte grande	**NC -**

** Los racks de congelación se adaptan a un soporte de rack. * Soporte para racks de congelación (sujeta varios racks).

Opciones

Ref.	Descripción	€
079798	Sensor de temperatura independiente para las todos los modelos	**NC -**
079799	Sensor de temperatura independiente para criotubo de 1,2/2 ml todos los modelos	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB